

The logo for atih (Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation) features the lowercase letters 'atih' in a bold, sans-serif font. A horizontal line extends from the bottom of the 'i' to the right, where it meets a stylized ECG (heart rate) line that continues to the right edge of the logo.

AGENCE TECHNIQUE
DE L'INFORMATION
SUR L'HOSPITALISATION

117, bd Marius Vivier Merle 69329 LYON cedex 03
Siret n° 180 092 298 00033 - code APE : 8411Z

Support technique :

Agora : <https://applis.atih.sante.fr/agora>

Téléphone : 08 20 77 12 34

Courriel : support@atih.sante.fr

www.atih.sante.fr

Manuel d'utilisation de LOTAS PCC 2022 v22.x

***Thème : Infections Associées aux Soins (IAS)
Indicateur « Bonnes pratiques de précautions
complémentaires contact »***

Les questions concernant LOTAS pourront être adressées sur la plateforme AGORA <https://applis.atih.sante.fr/agora>

Dans le dossier Agora > QUALHAS > MCO > Campagne 2022 > Problèmes informatiques

Pour réaliser le tirage au sort, il suffit de cliquer sur le bouton *[Nouveau tirage au sort]*.

Une fois le tirage au sort effectué, vous pouvez coller les résultats, dans un éditeur de texte, à partir du presse-papier Windows.

LOTAS MCO [PCC 2022] 22.0.0.0

Fichier Paramétrage ?

Identification établissement
 FINESS : 992922454
 ex-DGF ex-OQN

Emplacement des archives GENRSA ou AGRAP
 Utiliser l'emplacement par défaut (recommandé)

Tirages au sort
 Liste des Finess Géographiques 992922454 _

Historique des tirages au sort
 992922454- 16/02/2022 16:03:03

Nouveau tirage au sort

Transmettre vers QUALHAS le tirage au sort sélectionné

NUMTAS	TYPECH	FINESSGEO	NUMRSS	NUMADMIN	NUMIPP
1	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
2	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
3	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
4	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
5	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
6	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
7	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
8	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
9	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
10	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
11	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	
12	P	992922454	0000000000000...	0000000000000...	

NB DOSSIERS TAS : 80 [ECHANT PRINC : 60 + ECHANT RESERV : 20]

Quitter

Vous pouvez également coller les résultats dans une feuille Excel®.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	NUMTAS	TYPECH	FINESSGEO	NUMRSS	NUMADMI	NUMIPP	SEXE	AGE	DATENT	MODENT_P	DATSOR	MODSOR_D	DURSEJ	GHM	ACTIV_MCO
1															
2	1	P	992922454	4709	4709		M	30	01/03/2021	8	01/03/2021	8		0 06K02Z	M
3	2	P	992922454	3967	3967		M	88	01/07/2021	8	01/07/2021	8		0 02C05J	C
4	3	P	992922454	7796	7796		M	71	01/07/2021	8	01/07/2021	8		0 28Z07Z	M
5	4	P	992922454	3091	3091		F	85	01/05/2021	8	01/05/2021	8		0 06K02Z	M
6	5	P	992922454	8349	8349		M	78	01/10/2021	8	01/10/2021	8		0 12C07J	C
7	6	P	992922454	15915	15915		M	79	26/10/2021	8	01/11/2021	71		6 05M081	M
8	7	P	992922454	20463	20463		M	78	01/10/2021	8	01/10/2021	8		0 02C05J	C
9	8	P	992922454	12557	12557		M	70	01/09/2021	8	01/09/2021	8		0 05K14Z	C
10	9	P	992922454	15897	15897		F	74	01/02/2021	8	01/02/2021	8		0 28Z07Z	M
11	10	P	992922454	1319	1319		M	81	01/03/2021	8	01/03/2021	8		0 28Z07Z	M
12	11	P	992922454	3274	3274		M	80	24/02/2021	85	01/03/2021	8		5 05M09Z	M
13	12	P	992922454	10588	10588		M	73	01/07/2021	8	01/07/2021	8		0 28Z07Z	M
14	13	P	992922454	9698	9698		M	89	01/04/2021	8	01/04/2021	8		0 28Z07Z	M
15	14	P	992922454	22145	22145		M	68	01/04/2021	8	01/04/2021	8		0 28Z07Z	M
16	15	P	992922454	11082	11082		M	61	01/11/2021	8	01/11/2021	8		0 28Z07Z	M
17	16	P	992922454	23349	23349		M	89	30/04/2021	85	01/05/2021	8		1 12M06T	M
18	17	P	992922454	21909	21909		F	73	01/04/2021	8	01/04/2021	8		0 28Z07Z	M
19	18	P	992922454	16906	16906		F	82	01/10/2021	8	01/10/2021	8		0 02C05J	C
20	19	P	992922454	24083	24083		M	72	11/12/2020	85	01/01/2021	8	21	04M073	M
21	20	P	992922454	8504	8504		M	57	01/05/2021	8	01/05/2021	8		0 06K02Z	M
22	21	P	992922454	1206	1206		M	49	01/10/2021	8	01/10/2021	8		0 28Z07Z	M
23	22	P	992922454	5763	5763		M	57	30/08/2021	85	01/09/2021	8		2 06M191	M

Etablissements concernés

Le recueil est **OPTIONNEL**.

Les établissements concernés par la campagne 2022 sur données 2021 de l'indicateur PCC sont les établissements de santé public ou privé et ayant une activité de **médecine, chirurgie et/ou obstétrique**.

Le tirage au sort et LOTAS PCC

Le recueil des données se fait au niveau du finess dit géographique.

Les séjours multi géographiques sont attribués au Finess géographique qui a donné le DP du séjour.

- Echantillon principal : 60 séjours ayant débuté et fini entre le 01 janvier au 31 décembre 2021

L'échantillon principal est constitué de séjours d'au moins 72 heures (3 nuits), quel que soit l'âge, le mode de sortie, le mode d'entrée avec au moins un DP ou DA ou DR parmi les suivants.

- A047 - ENTEROCOLITE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE : Quand code A047, inclusion uniquement des patients à partir de 5 ans.
- B86 – GALE
- U82.100 - SARM, SITUATION INFECT.
- U82.101 - SARM, SITUATION PORTAGE SAIN
- U82.2+0 - RESISTANCE PAR BLSE, SITUATION INFECT.
- U82.2+1 - RESISTANCE PAR BLSE
- U83.700 - BHRE, SITUATION INFECT.
- U83.701 - BHRE, SITUATION PORTAGE SAIN

Sont exclus :

- Séances
- Séjours des nouveau-nés dits « non hospitalisés » CMD15
- Séjours d'enfant de moins de 5 ans avec code A047 en DP, DR, DAS.
- Séjours avec un GHM en erreur
- Séjours avec un problème de chainage (selon le code « ano_retour »)
- Séjours ayant début avant le 1er janvier 2019
- Séjours se terminant après le 31 décembre 2019

- Echantillon de réserve : 20 patients

Les modalités de tirage au sort sont identiques à celles de l'échantillon principal.

Annexes

Installation du logiciel LOTAS

1. Accédez à la plateforme de téléchargement en tapant l'adresse suivante : <http://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement>
2. Cliquez sur la lettre « L ».
3. Cliquez sur le lien hypertexte « LOTAS xxx » correspondant.

atih
AGENCE TECHNIQUE DE L'INFORMATIQUE SUR L'HOSPITALISATION

L'ATIH Domaines d'activités Accès aux données Plateformes de transmission et logiciels Rapports & études

Accès par secteur Sanitaire Médico-social Accès aux recueils Accès rapide Recherche expression date archives Support utilisateurs Agora et hotline

LOGICIELS À TÉLÉCHARGER

Espace de téléchargement

Calendrier prévisionnel de diffusion des outils PMSI

DRUIDES

Logiciels - Espace de téléchargement

Information pour le produit : LOTAS MCO PCC 22.0.0.0 Choisir un autre produit

LOTAS MCO PCC 22.0.0.0
version facultative pour l'affichage des IPP des patients

LOTAS MCO PCC 2021 est un logiciel de tirage au sort des dossiers pour le thème Infections Associées aux Soins (IAS) Indicateur «Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact» (données 2021). Le recueil des données se fait au niveau du finess dit géographique. Lotas permet de sélectionner le Finess géographique dans la liste des Finess Géographiques proposés par le logiciel. Les séjours multi géographiques sont attribués au Finess géographique qui a donné le DP du séjour.

NOUVEAU : Avant de pouvoir transmettre et de commencer la saisie de vos dossiers, il est désormais nécessaire que les coordonnées (mails et téléphones) saisies sur PLAGE, pour votre établissement, soient vérifiées et validées.

Un administrateur e-PMSI (Plage) de votre établissement doit se connecter sur Qualihas (les thèmes 2022), et valider les coordonnées qui lui seront présentées. En cas d'information manquante, il doit les saisir au niveau de Plage préalablement.

Attention : Seuls les utilisateurs ayant le rôle Administrateur du domaine Administration (les administrateurs e-PMSI ou autrement dit Plage) auront accès à cette liste et au bouton de validation sur Qualihas pour des raisons de confidentialité.

- Une fois le tirage au sort effectué, vous pouvez coller les résultats, dans un éditeur de texte ou bien Excel®, à partir du presse-papier Windows.

Il est recommandé d'installer le logiciel LOTAS sur le poste informatique à partir duquel vous réalisez les traitements GENRSA ou AGRAF.LOTAS utilisant les fichiers de sauvegarde de la période M12 de l'année 2021 générés par ces applications.

INFORMATION : Le programme d'installation fourni permet l'installation complète du logiciel.

REQUIS :
Ce lot nécessite la mise à jour du .NET Framework 4.8 <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48>

4. Enregistrez ou exécutez le fichier d'installation.


Prérequis

Le poste informatique doit obligatoirement avoir un accès à Internet afin de récupérer les signatures et de pouvoir transférer ses fichiers à la plateforme e-PMSI.

Les fichiers de sauvegarde GENRSA ou AGRAF doivent être à disposition de l'application LOTAS.

Paramétrage e-POP

Désormais le logiciel e-POP est intégré dans LOTAS, vous devez donc renseigner les paramètres e-POP au niveau de chaque logiciel. Pour cela cliquez sur le menu « Paramétrage » comme ci-dessous :



La fenêtre de paramétrage du logiciel s'affiche, cliquez sur l'onglet « Paramétrage ePop ».

Paramétrage du client e-POP

Les applications livrées par l'ATIH possèdent toutes un écran permettant de paramétrer la transmission de fichiers vers e-PMSI. Ce paramétrage est réalisé une fois pour toute avant la première transmission.

L'écran en question peut avoir deux formes différentes selon que l'on choisit la transmission directe (l'ordinateur a accès à Internet) ou bien la transmission via un serveur e-POP (l'ordinateur n'a pas accès à Internet).

Connexion directe

L'option « Connexion directe » est sélectionnée par un clic de la souris.

The screenshot shows a configuration window titled "Paramètres de connexion au serveur ePOP". It contains several options and input fields:

- Two radio buttons: "Utiliser un serveur epop" (unselected) and "Connexion directe" (selected).
- A checked checkbox: "Utiliser un proxy pour se connecter à ePMSI".
- Input fields for "Nom du proxy" (containing "http://proxy.intranet.fr:") and "N° du port à utiliser" (containing "2593").
- An unchecked checkbox: "Utiliser une authentification par mot de passe".
- Input fields for "Utilisateur" and "Mot de passe".
- Buttons: "Tester" and "Importer les paramètres de proxy".

Case à cocher « Utiliser un proxy pour se connecter à ePMSI » : cette case doit être cochée si l'utilisation d'un serveur Proxy est nécessaire pour accéder à e-PMSI ou plus généralement à Internet. Le fait de cocher cette case donne accès au reste du paramétrage.

Zone de saisie « Nom du proxy » : il s'agit du nom du Proxy à utiliser pour le transfert vers e-PMSI. Cette information est soit récupérée automatiquement à l'aide du bouton « Importer les paramètres de proxy », soit obtenue auprès du responsable informatique de l'établissement de santé.


Zone de saisie « N° du port à utiliser » : il s'agit d'un n° compris entre 0 et 65535 à utiliser pour communiquer avec le Proxy. Cette information est soit récupérée automatiquement à l'aide du bouton « Importer les paramètres de proxy », soit obtenue auprès du responsable informatique de l'établissement de santé.

Case à cocher « Utiliser une authentification par mot de passe » : cette case doit être cochée si l'utilisation du Proxy nécessite de s'identifier à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Elle donne accès aux deux zones de saisie suivantes.

Zone de saisie « Utilisateur » : utilisez cette zone de saisie pour indiquer au programme le nom d'utilisateur nécessaire à l'authentification auprès du Proxy.

Zone de saisie « Mot de passe » : utilisez cette zone de saisie pour indiquer au programme le mot de passe nécessaire à l'authentification auprès du Proxy.

Bouton « Tester » : un clic sur ce bouton permet de réaliser un test de connexion vers e-PMSI. La réussite de ce test aboutit au message suivant :




En cas d'erreur, un message indiquant l'origine du problème est affiché. La liste exhaustive des problèmes pouvant être rencontrés lors du test de connexion ne peut être énoncée ici.

Bouton « Importer les paramètres de proxy » : un clic sur ce bouton permet de récupérer automatiquement les paramètres du Proxy défini par défaut sur l'ordinateur. Cette récupération peut en outre ne pas aboutir. Les informations obtenues sont le plus souvent celles indiquées dans le paramétrage de Internet Explorer.

Utiliser un serveur e-POP

L'option « Utiliser un serveur ePOP » est sélectionnée par un clic de la souris.



Zone de saisie « Adresse IP du serveur » : il s'agit de l'adresse réseau de l'ordinateur exécutant le serveur e-POP. Cette adresse peut être obtenue auprès de votre service informatique ou plus simplement en lisant le titre de l'écran principal du programme serveur e-POP lorsque l'écoute est lancée.



- Une adresse IP (Internet Protocol) est constituée de 4 nombres compris entre 0 et 255 séparés par des points. Elle identifie un ordinateur sur un réseau local ou bien sur Internet.

Zone de saisie « N° du port à utiliser » : il s'agit d'un numéro arbitraire compris entre 0 et 65535. Ce numéro est un canal à travers lequel sera réalisée la communication entre le client et le serveur e-POP. Ce choix doit être identique sur le client et le serveur.

- Dans un souci de simplification, il est conseillé de conserver le numéro de port par défaut attribué par l'ATIH (3358).
- Ce port doit être ouvert sur l'ordinateur client et sur l'ordinateur exécutant le serveur (voir plus bas la problématique des pare-feux).


Bouton « Défaut » : ce bouton permet par un simple clic de replacer la valeur de port par défaut (3358) dans la zone de saisie du numéro de port.

Case à cocher « Crypter la transmission vers le serveur e-POP » : si cette case est cochée, la transmission du fichier sur le réseau local entre le client et le serveur e-POP sera brouillée et ne pourra ainsi pas être interceptée.

- Le risque d'interception des communications sur un réseau local est extrêmement faible et nécessiterait l'intervention d'un expert équipé en conséquence.
- Le cryptage de données ralentit de façon considérable la transmission du fichier vers e-PMSI.

- **Pour ces raisons, il est déconseillé de cocher cette case sauf indication contraire du responsable des systèmes informatiques.**

Bouton « Tester » : un clic sur ce bouton permet d'effectuer un test de connexion vers e-PMSI. La réussite de ce test aboutit au message suivant :



En cas d'erreur, un message indiquant l'origine du problème est affiché. La liste exhaustive des problèmes pouvant être rencontrés ne peut être énoncée ici. Voici cependant une explication des messages d'erreur les plus fréquemment rencontrés au lancement du test :

- ***Une tentative de connexion a échoué car le parti connecté n'a pas répondu convenablement au-delà d'une certaine durée ou une connexion établie a échoué car l'hôte de connexion n'a pas répondu :***

Ce message s'affiche si l'adresse IP entrée dans la zone de saisie ne correspond à aucun ordinateur du réseau informatique de l'établissement de santé.

- ***Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée :***

Ce message s'affiche si l'ordinateur identifié par l'adresse IP entrée dans la zone de saisie n'exécute pas le serveur e-POP, ou bien si le serveur e-POP est effectivement exécuté mais que l'écoute n'est pas lancée. Il est aussi possible que le port choisi soit différent sur le serveur et sur le client ou bien que le pare-feu de l'un des deux ordinateurs interdise la communication via ce port.

- ***Le client xxx.xxx.xxx.xxx:pppp n'est pas autorisé à se connecter au serveur e-POP :***

Le serveur e-POP possède une liste de clients autorisés à se connecter. Si cette liste est activée et que l'adresse IP de l'ordinateur depuis lequel la connexion est testée n'y figure pas, ce message apparaît.

Pour plus d'information, veuillez lire la documentation du logiciel e