

Manuel d'utilisation

Fichsup 11.x

Médecine, chirurgie, obstétrique
Et odontologie (MCO)



MAI
2021

Service Architecture et production informatiques

Pôle Logiciels des établissements de santé

Support utilisateurs

Téléphone : 0 820 771 234 (0,019 euros TTC/min)

Foire aux questions : <https://applis.atih.sante.fr/agora>

Courriel : support@atih.sante.fr

Sommaire

1	Présentation générale	3
2	Démarrage rapide	5
2.1	Paramétrage des répertoires de travail et de sauvegarde	5
2.2	Paramétrage e-POP	7
2.3	Paramétrage du client e-POP	8
2.4	Connexion directe	8
2.5	Utiliser un serveur e-POP	10
2.6	Importer les données	12
2.7	Saisir les données	13
2.8	Exportation	14
2.9	Informations sur les versions disponibles	15
	Messages affichés selon la situation	15
	Lien « Aller sur la page de téléchargement de la version »	17
	Coche « Ne plus m'avertir pour cette période »	17
2.10	Envoi vers e-PMSI	17
2.11	e-POP	17
2.12	Fichiers de références	18
3	Fonctionnalités	19
3.1	Description de l'interface	19
3.1.1	Établissements n'ayant pas supprimé le taux de conversion	20
3.2	Paramètres	20
3.3	Saisie	21
3.3.1	Création d'un enregistrement	22
3.3.2	Modification d'un enregistrement	22
3.3.3	Suppression d'un enregistrement	22
3.3.4	Recherche d'une lettre-clé	23
3.3.5	Recherche des enregistrements dans la grille :	23
3.4	Exportation des fichiers	23
3.5	Importation de fichiers	24
3.6	Manuel d'utilisation et À propos...	27
3.7	Consignes de remplissage pour les formats 2008	27
4	Annexes	28
4.1	Configuration minimale requise	28
4.1.1	Problèmes connus	28
4.2	Support technique	30
4.2.1	Le manuel d'utilisation	30
4.2.2	La plate-forme AGORA	30
4.2.3	Par mail	31
4.2.4	Par téléphone	31
4.3	Formats	31
	Transports inter-établissements	31
	FICHSUP (RIHN) : recueil des actes innovants hors nomenclature	32
	Recueil du RIHN / LC : Etablissement producteur	32
	Recueil du RIHN / LC : Recueil pour établissement demandeur (payeur)	32

1 Présentation générale


La détermination des ajustements budgétaires infra annuels consécutifs à l'application du modèle de tarification à l'activité repose sur la transmission aux agences régionales de l'hospitalisation par les établissements de santé de leurs données d'activité et de leur consommation de médicaments et dispositifs médicaux inscrits sur une liste fixée par arrêté.

Les données d'activité concernent l'hospitalisation avec ou sans hébergement décrite par les groupes homogènes de malades (GHM) (fichiers de résumés de sortie anonymes (RSA) l'activité ambulatoire (actes et consultations externes) et l'activité d'urgence. Toutes les informations d'activité non contenues dans les RSA, sont regroupées dans un ensemble de fichiers spécifiques.

L'ensemble de ces fichiers spécifiques est recueilli par le logiciel FICHSUP et prend le nom de fichiers FICHSUP (la description de leurs formats est fournie en annexe de ce document).

Les arbitrages en cours conduisent à une fraction du tarif T2A de 50%, et, parallèlement, à une diminution de la DAC. Compte tenu des modalités de versement de la DAC et de la part d'activité, la trésorerie des établissements ne peut plus être optimisée dans le cadre d'une transmission d'activité trimestrielle et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 en tire les conséquences en modifiant les dispositions relatives à la périodicité de la valorisation. En conséquence, comme les RSA, les fichiers FICHSUP seront transmis comme suit :

Le schéma, ci-dessous, montre la place occupée par FICHSUP dans la **Panoplie d'outils** du **PMSI** utilisés dans le cadre de la **Tarification à l'Activité (POP-T2A)**.



2 Démarrage rapide

Ce chapitre permet de prendre FICHSUP en main rapidement. Si vous avez des interrogations plus précises sur le contenu, veuillez-vous référer au chapitre 4 (On pourra aussi se reporter à la foire aux questions « FAQ FICHSUP »).

Voici la marche à suivre :

- a)** Définir le FINESS juridique de l'établissement, la période (mensuelle) et l'année dans l'écran paramétrage. Ces paramètres seront utilisés par défaut dans les écrans saisis, import et export.
- b)** Lors de la définition du paramétrage général, fichsup ferme tous les écrans, pour appliquer les nouveaux paramètres


- c)** Pour avoir la liste correspondant à votre établissement, sélectionner STC ou STD (non STC) dans l'encadré Type de Fichier en fonction de votre situation actuelle à l'égard de la suppression du taux de conversion.

Remarque : la situation normale est celle de la suppression du taux de conversion (STC). Toutefois, par autorisation dérogatoire de l'agence régionale de l'hospitalisation, certains établissements n'ont pas encore effectué cette suppression.


2.1 Paramétrage des répertoires de travail et de sauvegarde

Une nouvelle fonctionnalité a été mise en place afin de faciliter les opérations de sauvegarde des fichiers que les établissements doivent réaliser de manière régulière (cf. l'article 6-II de l'arrêté « PMSI » du 22 février 2008)

Vous pouvez personnaliser les répertoires de travail et de sauvegarde. Pour cela cliquer sur le menu Fichier – Paramétrage des répertoires (fenêtre ci-dessous)



La fenêtre de paramétrage des répertoires s'affiche ci-dessous :



Ce paramétrage permet à l'utilisateur de renseigner les dossiers de travail et de sauvegarde que le logiciel Fichsup devra utiliser lors du traitement des données.

Par défaut, ceux-ci sont au niveau des profils utilisateurs comme indiqué sur la fenêtre ci-dessus pour XP (pour les systèmes d'exploitation 98 et Millenium : « C:\WINDOWS\Profiles\mon_profil\Application Data\ATIH\Nom du logiciel » ou « C:\WINDOWS\Application Data\ATIH\Nom du logiciel », pour le système d'exploitation Vista « C:\Users\mon_profil\AppData\Roaming\ATIH\ Nom du logiciel »). Tous les fichiers et les dossiers intermédiaires nécessaires au traitement (les rapports de traitement également) seront disponibles à ce niveau. Il vous faudra vérifier si l'utilisateur possède les droits d'écritures et de modification pour ces deux dossiers sous peine d'erreur lors du traitement.

Si plusieurs utilisateurs ont été chargés de réaliser les envois sur la plate-forme e-PMSI, les sauvegardes seront dispersées sur autant de profils que d'utilisateurs.

Nous vous incitons à modifier ces paramètres afin de faciliter les opérations de sauvegarde et d'archivage du dossier « sauvegarde » : par exemple dossier réseau régulièrement sauvegardé par le service informatique.

NOTE :

Lorsqu'il y a modification d'au moins un des dossiers, l'utilisateur aura un message de fermeture du logiciel. En effet, il est nécessaire de relancer l'application pour mettre à jour ces paramètres.

REMARQUE :

Lors du changement du dossier de sauvegarde, les anciennes sauvegardes seront copiées dans le nouveau dossier.

2.2 Paramétrage e-POP

Désormais le logiciel e-POP est intégré dans Fichsup vous devez renseigner les paramètres e-POP au niveau de chaque logiciel, pour cela cliquer sur le menu « Fichier »→ « Paramétrage » comme ci-dessous :

La fenêtre de paramétrage du logiciel s'affiche, cliquer sur l'onglet « Paramétrage e-PMSI », si vous n'avez jamais paramétré e-POP, cette fenêtre s'affichera au premier lancement de Fichsup.

The screenshot shows a window titled "Paramétrage des répertoires" with two tabs: "Paramétrage des répertoires" and "Paramétrage e-PMSI". The "Paramétrage e-PMSI" tab is active. Inside the tab, there are several settings:

- Two radio buttons: "Connexion directe" (selected) and "Utiliser un serveur epop".
- A checked checkbox: "Utiliser un proxy pour se connecter à ePMSI".
- Below the proxy checkbox, two text fields: "Nom du proxy" containing "http://proxy.intranet.atih." and "N° du port à utiliser" containing "3128".
- A checked checkbox: "Utiliser une authentification par mot de passe".
- Below the authentication checkbox, two text fields: "Utilisateur" containing "100001" and "Mot de passe" containing "xxxxxx".
- On the right side of the tab, there are two buttons: "Tester" and "Importer les paramètres de proxy".
- At the bottom of the window, there is a checked checkbox: "M'avertir à chaque démarrage".
- At the bottom right, there are two buttons: "Valider" and "Fermer".

2.3 Paramétrage du client e-POP

Les applications livrées par l'ATIH possèdent toutes un écran permettant de paramétrer la transmission de fichier vers e-PMSI. Ce paramétrage est réalisé une fois pour toute avant la première transmission.

L'écran en question peut avoir deux formes différentes selon que l'on choisit la transmission directe (l'ordinateur a accès à internet) ou bien la transmission via un serveur e-POP (l'ordinateur n'a pas accès à internet).

2.4 Connexion directe

- L'option « connexion directe » est sélectionnée par un clic de la souris.

This screenshot is a close-up of the "Paramétrage e-PMSI" tab from the previous image. It shows the same settings, but the "Connexion directe" radio button is selected, and the "Utiliser un serveur epop" radio button is unselected. The other settings, including the proxy checkbox, the authentication checkbox, and the text fields for proxy, port, user, and password, remain the same.

Case à cocher « Utiliser un Proxy pour se connecter à e-PMSI » : cette case doit être cochée si l'utilisation d'un serveur Proxy est nécessaire pour accéder à e-PMSI ou plus généralement à Internet. Le fait de cocher cette case donne accès au reste du paramétrage.

Zone de saisie « Nom du proxy » : il s'agit du nom du Proxy à utiliser pour le transfert vers e-PMSI. Cette information est soit récupérée automatiquement à l'aide du bouton « Importer les paramètres de proxy », soit obtenue auprès du responsable informatique de l'établissement de santé.

Zone de saisie « N° de port à utiliser » : il s'agit d'un n° compris entre 0 et 65535 à utiliser pour communiquer avec le proxy. Cette information est soit récupérée automatiquement à l'aide du bouton « Importer les paramètres de proxy », soit obtenue auprès du responsable informatique de l'établissement de santé.

Case à cocher « Utiliser une authentification par mot de passe » : cette case doit être cochée si l'utilisation du Proxy nécessite de s'identifier à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Elle donne accès aux deux zones de saisie suivantes.

Zone de saisie « Utilisateur » : utilisez cette zone de saisie pour indiquer au programme le nom d'utilisateur nécessaire à l'authentification auprès du Proxy.

Zone de saisie « Mot de passe » : utilisez cette zone de saisie pour indiquer au programme le mot de passe nécessaire à l'authentification auprès du Proxy.

Bouton « Tester » : un clic sur ce bouton permet de réaliser un test de connexion vers e-PMSI. La réussite de ce test aboutit au message suivant :



En cas d'erreur, un message indiquant l'origine du problème est affiché. La liste exhaustive des problèmes pouvant être rencontrés lors du test de connexion ne peut être énoncée ici.

Bouton « Importer les paramètres de Proxy » : un clic sur ce bouton permet de récupérer automatiquement les paramètres du Proxy défini par défaut sur l'ordinateur. Cette récupération peut en outre ne pas aboutir. Les informations obtenues sont le plus souvent celles indiquées dans le paramétrage d'Internet Explorer.

2.5 Utiliser un serveur e-POP

Paramétrage des répertoires

Paramétrage des répertoires Paramétrage e-PMOI

☐ Connexion directe ☒ Utiliser un serveur pop

Adresse IP du serveur

N° du port à utiliser

☐ Crypter la transmission vers le serveur e-POP

☒ M'avertir à chaque démarrage

- L'option « Utiliser un serveur e-POP » est sélectionnée par clic de la souris.

Zone de saisie « Adresse IP du serveur » : Il s'agit de l'adresse réseau de l'ordinateur exécutant le serveur e-POP. Cette adresse peut être obtenue auprès de votre service informatique ou plus simplement en lisant le titre de l'écran principal du programme serveur e-POP lorsque l'écoute est lancée.

 **Serveur ePOP v3.0 - écoute de 164.131.119.148:3358**

- Une adresse IP (Internet Protocol) est constituée de 4 nombres compris entre 0 et 255 séparés par des points. Elle identifie un ordinateur sur un réseau local ou bien sur internet.

Zone de saisie « N° de port à utiliser » : il s'agit d'un numéro arbitraire compris entre 0 et 65535. Ce numéro est un canal à travers lequel sera réalisée la communication entre le client et le serveur e-POP. Ce choix doit être identique sur le client et le serveur.

➤ Dans un souci de simplification, il est conseillé de conserver le numéro de port par défaut attribué par l'ATIH (3358).

➤ Ce port doit être ouvert sur l'ordinateur client et sur l'ordinateur exécutant le serveur (voir plus bas la problématique des pare-feu).

Bouton « Défaut » : ce bouton permet par un simple clic de replacer la valeur de port par défaut (3358) dans la zone de saisie du numéro de port.


Case à cocher « crypter la transmission vers le serveur e-POP » : si cette case est cochée, la transmission du fichier sur le réseau local entre le client et le serveur e-POP sera brouillée et ne pourra ainsi pas être interceptée.

➤ Le risque d'interception des communications sur un réseau local est extrêmement faible et nécessiterait l'intervention d'un expert équipé en conséquence.

➤ Le cryptage de données ralentit de façon considérable la transmission du fichier vers e-PMSI.

➤ Pour ces raisons, il est déconseillé de cocher cette case sauf indication contraire du responsable des systèmes informatiques.

Bouton « Tester » : un clic sur ce bouton permet d'effectuer un test de connexion vers e-PMSI. Le résultat de ce test aboutit au message suivant :



En cas d'erreur, un message indiquant l'origine du problème est affiché. La liste exhaustive des problèmes pouvant être rencontrés ne peut être énoncée ici. Voici cependant une explication des messages d'erreur les plus fréquemment rencontrés au lancement du test :

- ***Une tentative de connexion a échoué car le parti connecté n'a pas répondu convenablement au-delà d'une certaine durée ou une connexion établie a échoué car l'hôte de connexion n'a pas répondu :***

Ce message s'affiche si l'adresse IP entrée dans la zone de saisie ne correspond à aucun ordinateur du réseau informatique de l'établissement de santé.

- ***Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée :***

Ce message s'affiche si l'ordinateur identifié par l'adresse IP entrée dans la zone de saisie n'exécute pas le serveur e-POP, ou bien si le serveur e-POP est effectivement exécuté mais que l'écoute n'est pas lancée. Il est aussi possible que le port choisi soit différent sur le serveur et sur le client ou bien que le pare-feu de l'un des deux ordinateurs interdise la communication via ce port.

- ***Le client xxx.xxx.xxx.xxx:pppp n'est pas autorisé à se connecter au serveur e-POP :***

Le serveur e-POP possède une liste de clients autorisés à se connecter. Si cette liste est activée et que l'adresse IP de l'ordinateur depuis lequel la connexion est testée n'y figure pas, ce message apparaît.

Pour plus d'information, veuillez lire la documentation du logiciel e-POP 3.x.

NOTE :

Lorsqu'il y a modification d'au moins un des dossiers, l'utilisateur aura un message de fermeture du logiciel. En effet, il est nécessaire de relancer l'application pour mettre à jour ces paramètres.

REMARQUE :

Lors du changement du dossier de sauvegarde, les anciennes sauvegardes seront copiées dans le nouveau dossier.

2.6 Importer les données

Pour importer les données, il faut cliquer dans le menu traitement, puis Importer. Il y a 3 choix types d'import :

- Supprimer les données et importer tous les codes du fichier d'import.
- Importer tous les codes du fichier d'import et mise à jour des codes existants.
- **Importer** que les nouveaux codes du fichier d'import.

Il faut choisir le type de fichier à importer, la période, N°Finess, l'année, et le nom de fichier, (en cliquant sur les 3 points vous pouvez rechercher votre fichier).

FICHSUP DGF 9.8.0

Paramétrage Saisie STC Traitement Fichiers de références Fenêtre ?

Recueil du RIHN / LC : Etablissement producteur

N°Finess = (000000001). Année = (2018). Période = (04)

Périod

Identification du bénéficiaire

☐ Interne
 ☐ Laboratoire privé
 ☐ Etablissement tiers

RIHN / LC : Etablissement producteur

Code acte Examen cytopathologique ou histopathologiques en microscopie électr

Nombre d'actes réalisés
 Nombre d'actes facturés Montant facturé

Modifier	Supprimer	N°Enregistrement	N°Finess	Type fichier	Année	Période	Ident Bénéficiaire	Code Acte	Nb Réalisés	N° F
		9	000000001	G59	2018	04	LABO99999	E003	0	0
		8	000000001	G59	2018	04	LABO99999	B034	0	0
		7	000000001	G59	2018	04	INTERNE	C044	1	2
		6	000000001	G59	2018	04	000000001	A091	0	0

N°Finess Recherche **4 enregistrements**

Ensuite un rapport vous informe du résultat de l'importation, vous pouvez soit valider en cliquant sur Oui, ou Annuler complètement le traitement en cliquant sur Non.

Importation du fichier mon : Molécules onéreuses (médicaments)

Aucune erreur signalée sur le fichier 'mon : Molécules onéreuses (médicaments)', Voulez-vous continuer?

Remarque : tous les fichiers présents dans la liste peuvent être importés, même les fichiers {"mae", "mau", "ffm", "seh"} qui ne requièrent qu'un seul enregistrement.




2.7 Saisir les données

Pour saisir les données, vous devez cliquer sur le menu liste de fichier STC ou Non STC, et choisir le fichier à saisir.

Vous pouvez soit :


ATIH
www.atih.sante.fr

117, bd Marius Vivier Merle
69329 Lyon cedex 03
Tél : 04 37 91 33 10
Fax : 04 37 91 33 67

- créer un nouvel enregistrement (en cliquant avec la souris sur la barre d'outil en haut d'écran et sur l'icône nouveau , ou avec le raccourci clavier CTRL+ N comme **N**ouveau);
- modifier un enregistrement (en cliquant avec la souris sur la ligne correspondante et sur l'icône );
- supprimer un enregistrement (en cliquant avec la souris sur la ligne correspondante et sur l'icône );

Si vous créez ou modifiez un enregistrement, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche sur les codes ou sur des mots du libellé dans les deux listes déroulantes.

Vous pouvez rechercher un enregistrement déjà saisi, avec des critères de recherche qui sont proposées dans la liste déroulante en bas de l'écran.



Recueil du RIHN / LC : Recueil pour établissement demandeur (payeur)

N°Finess = (000000001). Année = (2018). Période = (04)

Périod **Avril**







Identification du bénéficiaire

☐ Laboratoire privé ☒ Etablissement de santé **FINESS**

RIHN / LC : Etablissement producteur

Code acte **A033** Examen cytopathologique ou histopathologiques en microscopie électr

Nombre d'actes ou factures **0** Montant total pour cet acte **0**

Modifier	Supprimer	N°Enregistrement	N°Finess	Type fichier	Année	Période	Finess Producteur	Code Acte	Nombre Acte
		13	000000001	G60	2018	04	LABO99999	A047	0
		12	000000001	G60	2018	04	LABO99999	A033	0
		11	000000001	G60	2018	04	999999999	A047	1

N°Finess **000000001** Recherche **4 enregistrements**

2.8 Exportation


Après la saisie, vous pouvez exporter vos fichiers ou les envoyer directement sur la plate forme e-PMSI. Vous avez la possibilité de choisir un ou plusieurs fichiers à exporter, le dossier dans lequel les fichiers seront stockés, le n°Finess, la période, et l'année.

Exporter

- En cliquant sur le bouton **Exporter**, vous obtiendrez des fichiers zip signés dans le répertoire [Dossier d'export], et une sauvegarde de ces fichiers dans le répertoire [Dossier de sauvegarde]. Cette sauvegarde est située au niveau du dossier profile de l'utilisateur dans le dossier « ATIH\Fichsup_MCO\sauvegarde », (ex C:\Documents and Settings\ All Users\Application Data\ATIH\Fichsup_MCO\sauvegarde).

**Exporter au
format TXT**

- En cliquant sur le bouton **Exporter au format TXT**, vous obtiendrez des fichiers en format texte.



2.9 Informations sur les versions disponibles

A partir de cette version, des messages seront mis à disposition pour avertir de l'existence et/ou de la disponibilité des versions pour chaque période traitée.

Messages affichés selon la situation


Trois situations sont distinguées

- **Aucune version n'est pour l'instant utilisable pour l'envoi d'une période :**


ATIH
www.atih.sante.fr

117, bd Marius Vivier Merle
69329 Lyon cedex 03
Tél : 04 37 91 33 10
Fax : 04 37 91 33 67


- La période n'est actuellement pas ouverte, la transmission ne sera pas autorisée.



- La version du logiciel utilisée n'est pas la dernière autorisée pour la période :
 - Une nouvelle version du logiciel est disponible sur le site de téléchargement pour la période XXX



- La version du logiciel utilisée n'est pas autorisée pour la période traitée :
 - La version actuelle n'est pas autorisée pour traiter cette période, pour la période XXX, il faudra utiliser la version suivante




La période vient tout juste d'ouvrir et la nouvelle version est disponible.

Si vous désirez installer la nouvelle version, n'oubliez pas de fermer l'application avant d'effectuer la mise à jour.

IMPORTANT : ce message s'affichera également pour les versions des périodes précédentes. Pour l'instant, l'installation des versions antérieures n'est pas autorisée sans effectuer la désinstallation de la version courante, il est donc conseillé d'effectuer les traitements correspondants à la version utilisée avant de faire une nouvelle installation.

Lien « Aller sur la page de téléchargement de la version »

Le lien disponible sur ces messages permet d'aller au mieux sur la page de téléchargement de la version ou au moins sur la liste des versions du logiciel de l'espace de téléchargement du site de l'ATIH.



Ceci vous permettra de voir les modifications apportées par la version proposée et l'installer selon vos besoins.

IMPORTANT : N'oubliez pas de fermer l'application avant d'appliquer la mise à jour. Certains composants ne s'installeront pas correctement dans le cas contraire.

Coche « Ne plus m'avertir pour cette période »

Cette vérification de disponibilité s'effectue à chaque traitement. Pour ne plus visualiser le message pour la période traitée, vous pouvez cocher cette coche. Le contrôle ne se fera plus jusqu'à changement de période de traitement.

2.10 Envoyer vers e-PMSI

Vous avez accès à Internet et le paramétrage d'e-POP fonctionne correctement, cliquer sur le bouton « Envoyer E-PMSI » pour l'envoi des fichiers sur E-PMSI.
Voir le paragraphe e-POP.

2.11 e-POP


Cliquer sur le bouton « Envoyer EPmsi » la fenêtre ci-dessous s'affiche :

ATIH
www.atih.sante.fr

117, bd Marius Vivier Merle
69329 Lyon cedex 03
Tél : 04 37 91 33 10
Fax : 04 37 91 33 67



1. Remplissez l'utilisateur e-PMSI et le mot de passe e-PMSI.
2. Cliquer sur OK
3. La fenêtre de progression ci-dessous s'affiche vous indiquant l'avancement du transfert



NOTE : pour plus d'informations concernant l'utilisation d'e-POP, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de ce dernier.

2.12 Fichiers de références

Dans la barre menu [Fichiers de références] (voir l'image ci-dessous) vous pouvez consulter ou exporter les fichiers de références.

ATIH
www.atih.sante.fr

117, bd Marius Vivier Merle
 69329 Lyon cedex 03
 Tél : 04 37 91 33 10
 Fax : 04 37 91 33 67

Le fichier de références contient les codes, les libellés et les 12 périodes d'autorisations de M1 jusqu'au M12 (0 si le code ne peut pas être utilisé 1 sinon).

Exemple sur la ligne numéro 16 dans le fichier de référence ci-dessous. Le code UCD 9147288 est autorisé pour M1, M2, M3 et il n'est pas autorisé pour le reste de l'année.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CODE	LIBELLE	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
2	9010750	BICNU INJ FL+AMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	9055511	LYMPHOGLOBULINE INJ FL5ML	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	9109000	THYMOGLOBULINE INJ FL+FL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	9137172	NAVELBINE 10MG INJ FV1ML	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	9137189	NAVELBINE 50MG INJ FV5ML	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	9137580	MUPHORAN 208MG INJ FL+AM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	9143534	THEPRUBICINE 10MG INJ FL+A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	9143540	THEPRUBICINE 20MG INJ FL+A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	9143557	THEPRUBICINE 50MG INJ FL+F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	9145332	FARMORUBICINE 10MG LYOT D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	9145349	FARMORUBICINE 10MG SOL F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	9145355	FARMORUBICINE 20MG SOL F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	9145361	FARMORUBICINE 50MG LYOT D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	9145378	FARMORUBICINE 50MG SOL F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	9147288	ARELIA 15MG INJ FL+AMP	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	9147934	EPREX 1000UI INJ FL1ML	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	9147940	EPREX 2000UI INJ FL1ML	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	9147957	EPREX 4000UI INJ FL1ML	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20	9153395	ZAVEDOS 10MG LYOT INJ FL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	9153403	ZAVEDOS 5MG LYOT INJ FL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Vous pouvez également consulter le manuel de FICHSUP directement à partir du logiciel en allant dans le menu **[Aide]** puis **[manuel utilisateur]** et vous tenir au courant des nouveautés en allant dans **[A Propos...]** du menu **[Aide]**

3 Fonctionnalités

Le logiciel FICHSUP permet la production des fichiers spécifiques relatifs à l'activité d'interruption volontaire de grossesse (IVG), à l'activité d'urgence, ... (la description des formats de l'ensemble des fichiers à produire est fournie en annexe de ce document).


3.1 Description de l'interface

ATIH
www.atih.sante.fr

117, bd Marius Vivier Merle
69329 Lyon cedex 03
Tél : 04 37 91 33 10
Fax : 04 37 91 33 67

3.1.1 Établissements n'ayant pas supprimé le taux de conversion

L'interface de FICHSUP dont la capture d'écran figure ci-dessous, permet de choisir les fichiers à traiter dont voici la liste :



- FICHSUP permet également l'importation tous les fichiers depuis la version 6.2.0.

La saisie des données, l'importation et l'exportation se fait sur la base du numéro FINESS établissement, l'année et de la période. Ces éléments ont par défaut les valeurs configurées dans l'écran paramétrage.

3.2 Paramètres

Avant de procéder à l'importation ou l'exportation de vos données, vous devez vérifier que les paramètres du traitement sont correctement renseignés :

- {FINESS} permet de saisir le numéro FINESS qui sera utilisé dans les fichiers ;
- {Période} permet de sélectionner le mois à traiter ; sachant que les envois sont cumulatifs, la période indiquée commence toujours au 1^{er} janvier de l'année en cours.
- {Année} permet de choisir l'année traitée.

3.3 Saisie


Il existe un écran pour chacun des fichiers à saisir. L'interface se présente toujours de la même façon (voir la capture d'écran ci-dessous).



Le numéro FINESS, l'année, la période et le code indiqués en haut d'écran juste en dessous du titre, correspondent à la ligne sélectionnée. En dessous, c'est le formulaire de saisie ou de modification des données (cliquez sur le bouton Ajouter ou Modifier pour valider la saisie, et Annuler pour annuler la saisie). En bas de l'écran dans la grille sont affichées les données se rapportant au fichier choisi.

Lors de la saisie vous avez la possibilité de chercher et sélectionner soit un code ou soit un libellé, les deux listes déroulantes code et libellé se synchronisent automatiquement.

Vous avez 3 possibilités :


- créer un nouvel enregistrement en cliquant avec la souris sur la barre d'outil en haut d'écran et sur

l'icône nouveau , ou avec le raccourci clavier CTRL+N (comme **N**ouveau);

- modifier un enregistrement en cliquant avec la souris sur la ligne correspondante et sur l'icône  ;
- supprimer un enregistrement en cliquant avec la souris sur la ligne correspondante et sur l'icône  ;


Pour valider :

- En mode création, il faut cliquer sur le bouton Ajouter  ou le raccourci clavier CTRL+S (comme **S**auvegarder).

- En mode modification, il faut cliquer sur le bouton modifier  pour valider la modification, ou le raccourci clavier CTRL+S (comme **S**auvegarder).


ATTENTION : Tous les champs des formulaires sont obligatoires. Si vous ne remplissez pas correctement les zones, vous obtiendrez un message d'erreur et cela invalidera votre saisie.


Lorsque que vous choisissez une lettre-clé (en mode création ou modification), si elle existe déjà dans la base pour la période et l'établissement définis, votre saisie sera invalidée (sauf pour le fichier des forfaits techniques qui accepte plusieurs fois la même lettre-clé car il est possible qu'une même lettre s'applique à plusieurs appareils autorisés) et vous aurez un message d'avertissement indiquant que cette référence existe déjà (cf. ci-dessous).




Pour le cas où la saisie d'un fichier ne requiert pas de lettre-clé, vous ne pouvez saisir qu'un seul enregistrement.

Si cet enregistrement existe déjà dans la base pour la période et l'établissement définis, votre saisie sera invalidée et vous aurez un message d'avertissement indiquant qu'un seul enregistrement doit être saisi pour ce fichier (cf. ci-dessus).




Lorsque vous avez terminé votre saisie, cliquez sur [Fermer] (ou en cliquant avec la souris sur la barre d'outil en haut d'écran et sur l'icône Fermer ) pour revenir au menu principal.

3.3.1 Création d'un enregistrement


Lorsque vous cliquez sur l'icône [Nouveau] , dans la barre d'outil en haut d'écran (ou le raccourci clavier ctrl+N), un formulaire de saisie apparaît au dessus de la grille de données et vous propose la saisie des différents champs.

Pour certaines zones de texte, vous devrez choisir un code dans une liste déroulante (l'ensemble des données à saisir est précisé en annexe). Lorsque le code existe son libellé s'affiche.

Cliquez sur le bouton Ajouter  (ou le raccourci clavier ctrl+S) pour valider. L'enregistrement nouvellement créé apparaîtra en dessous, dans la grille de données. Le nombre d'enregistrements est augmenté d'un enregistrement **14 enregistrements**.

Si vous ne souhaitez pas enregistrer cet élément, cliquez sur le bouton Annuler .


3.3.2 Modification d'un enregistrement


Pour modifier un enregistrement, vous devez cliquer avec la souris sur la ligne à modifier et sur l'icône  dans la grille de données. Le formulaire de saisie s'active dans la partie supérieure, vous pouvez alors modifier le ou les champs de désirés.

Cliquez sur le bouton Modifier  (ou le raccourci clavier ctrl+S) pour valider les changements et vous verrez la mise à jour des données dans la grille de données.


Si vous ne souhaitez plus modifier cet enregistrement, cliquez sur le bouton Annuler .

3.3.3 Suppression d'un enregistrement

Lorsque vous cliquez avec la souris sur la ligne à supprimer et sur l'icône  dans la grille de données, un message d'avertissement apparaît afin que vous confirmiez votre action de suppression.



Cette suppression est alors définitive, et un message vous informe sur le succès de l'opération.



3.3.4 Recherche d'une lettre-clé

Dans le formulaire de saisie, lorsque vous cliquez sur une liste déroulante, les codes sont triés par ordre croissant et dans la liste déroulante à droite les libellés correspondants.

Vous pouvez effectuer des recherches de deux manières :

- par le code, en saisissant au moins le début de celui-ci ;
- par le libellé, en indiquant au moins une partie de celui-ci.

Les deux listes se synchronisent automatiquement.

3.3.5 Recherche des enregistrements dans la grille :

Vous pouvez chercher un enregistrement dans la grille de données par période en sélectionnant la période recherchée, ou par une liste des critères qui sont proposés dans le menu déroulant, et indiquez dans le champ texte la valeur recherchée, ensuite appuyez sur le bouton Recherche, la grille affiche les enregistrements correspondants au critère de recherche, et le nombre total d'enregistrements est affiché en bas de l'écran à droite. Le recherche se fait par la critère contient, donc le résultat obtenu se sont des enregistrements qui contient au moins une partie de la valeur recherchée.

3.4 Exportation des fichiers

Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

Vous avez accès à Internet et le paramétrage d'e-POP fonctionne correctement, cliquer sur le bouton

Envoi e-PMSI


« Envoie E-PMSI » pour l'envoi des fichiers sur E-PMSI.

Une copie de sauvegarde de ces fichiers sont stockés dans le répertoire [Dossier de sauvegarde]. Cette sauvegarde est située au niveau du dossier profile de l'utilisateur dans le dossier « ATIH\Fichsup_MCO\sauvegarde », (ex C:\Documents and Settings\ All Users\Application Data\ATIH\Fichsup_MCO\sauvegarde).

Vous n'avez pas accès à internet et vous ne voulez pas configurer ePop Serveur, cliquer sur le bouton


Exporter

« Exporter », une archive e-POP est sauvegardé à l'emplacement que vous lui indiquez. Lancer un navigateur Internet et connectez vous à e-PMSI, transmettez via le site la sauvegarde générée. Ces fichiers se trouvent dans le répertoire [Dossier d'export], une copie de sauvegarde de ces fichiers est stockée dans le répertoire [Dossier de sauvegarde]. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous n'avez l'accès à Internet sur l'ordinateur. Elle permet, en effet, de réaliser l'envoi des fichiers sur un e-POP installé sur une machine qui bénéficie de l'accès à Internet.

« Exporter au format TXT  » : permet d'exporter les données au format texte (utilisable en importation par FICHSUP)

Pour les deux dernières options, par défaut c'est le répertoire temporaire qui est utilisé lors de l'exportation. Il est toutefois possible d'indiquer un dossier de son choix. Pour ce faire, cliquez sur les trois points et indiquez le dossier souhaité.

Lors de l'exportation des fichiers si aucune donnée trouvée pour la période sélectionnée, fichsup exporte les données d'une période antérieure. Vous êtes informés dans ce cas avec une boîte de dialogue voir ci-dessous. Pour voir le détail des périodes et les données exportées, il faut consulter le rapport des fichiers exportés.



Remarque : Une norme pour nommer les fichiers a été définie :

[FINESS].[Année].[DernierTrimestreTraité].[TypeFichier].


3.5 Importation de fichiers

Les fichiers qui peuvent être importés dans FICHSUP sont les fichiers qui requièrent des lettres-clés. En effet, les autres fichiers ne comportant qu'un seul enregistrement, ne peuvent pas être importés et doivent être saisis.

Un fichier ne peut être importé dans FICHSUP que s'il respecte le format indiqué en annexe.

Voici la liste des fichiers pouvant être importés :

- Actes externes hors urgences NGAP
- Actes externes urgences NGAP
- Actes externes hors urgences CCAM
- Actes externes urgences CCAM
- Passage aux urgences (activité urgences)
- Forfaits techniques



Vous avez votre disposition trois options d'importation :

1. Supprimer les données préexistantes et importer toutes les données valides du nouveau fichier.
2. Importer tous les codes du fichier d'import et mise à jour des codes existants.
3. Importer que les nouveaux codes du fichier d'import.

Toutes les importations se font pour la période, l'année et le n°Finess sélectionnés.
Les contrôles réalisés tiennent, par conséquent, compte de ces critères.

NOTES :

1. Le premier choix permet de supprimer les données déjà saisies correspondant aux trois critères (période, année, N°Finess). Cette action est **IRRÉVERSIBLE**. Ensuite les données du fichier choisi sont importées (si elles sont conformes avec le format exigé par FICHSUP, et si elles sont autorisées pour la période d'import).

Exemple :

- Les données déjà existantes pour la période d'import M6 (A,B,C).
- Les données du fichier d'import pour la période M6 (a,b,c,d).et (e,f,g) pour la période M7.
- L'action importation :
 - i. Supprime les données existantes (A,B,C).
 - ii. Importe les données (a,b,c,d) du fichier d'import et rejette les données (e,f,g) qui sont hors période.
 - iii. Les résultats d'import sont les données (a,b,c,d).

2. Le deuxième choix permet d'importer tous les codes du fichier d'import et mise à jour des codes existants déjà saisis (exemple si FICHSUP trouve des enregistrements possédant des lettres-clés identiques à celles déjà présentes, alors il fait la mise à jour des données pour ces lettres-clés).

Exemple :

- Les données déjà existantes pour la période d'import M6 (A,B,C).
- Les données du fichier d'import pour la période M6 (a,b,d,x,y). et (e,f,g) pour la période M7.
- L'action importation :
 - i. Met à jour les données existantes (A --> a, B --> b).
 - ii. Importe les données (d,x,y) du fichier d'import et rejette les données (e,f,g) qui sont hors période.
 - iii. Les résultats d'import sont les données (a,b,C,d,x,y).


3. le troisième choix permet d'importer que les nouveaux codes du fichier d'import avec les trois critères (période, année, N°Finess). Les codes déjà existants dans la base sont ignorés.

Exemple :

- Les données déjà existantes pour la période d'import M6 (A,B,C).
- Les données du fichier d'import pour la période M6 (a,b,d,x,y). et (e,f,g) pour la période M7.
- L'action importation :
 - i. Laisse les données déjà existantes inchangées (A,B,C).
 - ii. Importe les nouvelles données (d,x,y) du fichier d'import et rejette les données (e,f,g) qui sont hors période.
 - iii. Les résultats d'import sont les données (A,B,C,d,x,y).


Pendant l'importation une simulation se fait à la volée, et un rapport vous indique l'état de l'importation, en cas d'erreur ce rapport affiche les erreurs trouvées ou les raisons pour lesquelles certains enregistrements ne seraient pas importés.

L'utilisateur pourra alors décider d'annuler l'importation en cas d'erreur majeure, en vérifiant ce rapport de simulation, ou confirmer l'importation.



Si plusieurs lettres-clés identiques sont repérées dans un fichier importé, alors celles-ci seront regroupées afin d'en avoir une, unique dans la base de données de FICHSUP. Les valeurs autres que les lettres-clés seront additionnées et intégrées à la base.

Voici le message que vous obtiendrez à la fin de l'importation :



Dans cet exemple, sur la seconde ligne il y a eu un doublon sur une lettre-clé et les enregistrements concernés ont été regroupés. La valeur avant la flèche correspond au nombre d'enregistrements trouvés dans le fichier au départ et la valeur après la flèche, au nombre d'enregistrements réellement importés dans la base.

Sur la première ligne, vous pourrez constater le nombre d'enregistrements trouvés dans la base et dans le fichier importés. Elle précise quels sont les enregistrements qui seront conservés.

Lors de l'importation une vérification de l'existence et de l'autorisation des codes (vérifie si un code existant est utilisable pour la période en cours) à importer se fait à la volée, et les codes non valides ne sont pas importés.

3.6 Manuel d'utilisation et À propos...

Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation directement à partir du logiciel FICHSUP. Pour cela, cliquez sur *[Aide]* puis sur *[Manuel utilisateur]*.

Vous pouvez également si vous le souhaitez, accéder au site de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) – www.atih.sante.fr – pour avoir des informations concernant les transmissions de données ou les dernières nouvelles du PMSI.

3.7 Consignes de remplissage pour les formats 2008

- Le « **FINESS de l'établissement** » dans le fichier des « **Passages aux urgences** » permet le recueil « délocalisé » des informations. Dans le cas d'un établissement « mono site », il faut renseigner avec le n° FINESS de l'entité juridique (celui que vous avez indiqué dans les paramètres).
Attention : Lors du remplissage de ce fichier, on peut saisir plusieurs fois les lettre-clés proposées. Cependant, elles ne doivent être saisies qu'une seule fois pour un même n° FINESS d'établissement.

4 Annexes

4.1 Configuration minimale requise

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que votre système est compatible avec la configuration minimale requise. Nous insistons sur le fait que les de l'ATIH sont **des applications à usage local et ne sont pas destinées à être utilisées en réseau.**

Systèmes d'exploitation pris en charge⁽¹⁾ :

- Windows Seven
- Windows 8
- Windows 10
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012 R2

⁽¹⁾ Liste des systèmes d'exploitations sur lesquels l'application a été testée.

NB : Microsoft ne supportant plus les systèmes d'exploitation suivants, nous ne garantissons plus la compatibilité totale :

- Windows 98, Millenium et XP Service Pack 1 et 2 depuis Mai 2006
- Windows XP SP 3 depuis le 8 avril 2014.
- Windows Vista : l'arrêt du support est prévu en avril 2017.
- Windows Server 2003 : fin du support depuis le 14 juillet 2015

Si vous êtes dans ces cas, nous vous recommandons d'utiliser des machines ayant des systèmes d'exploitation plus récents.

Logiciels requis :

- Microsoft.NET Framework 4.6.1 : <https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=49981>

Avertissement

Le compte « **Administrateur de la machine locale** » est nécessaire à l'installation des différents logiciels de l'ATIH. Nous vous conseillons également de désactiver tous les programmes résidents (anti-virus, programmeurs de tâches, etc.) au moment de l'installation.

N'oubliez pas d'ajouter les droits d'écriture et de modification pour les dossiers de paramètres (cf paragraphe « Dossiers de paramétrage »).


4.1.1 Problèmes connus

Problème d'environnement de la machine

Au lancement de l'application


- « L'application n'a pas réussi à s'initialiser correctement »

Windows XP




- « La bibliothèque de liaisons dynamique mscoree.dll est introuvable sur le chemin... »

Windows 2000



- « A required .DLL file, MSCOREE.DLL was not found »

Windows 98, Windows Millenium



Ces trois messages correspondent à la même erreur :

Les pré-requis des logiciels ne sont pas installés. Le composant Microsoft .NET Framework 2.0 n'est pas installé sur la machine utilisée. Ce dernier nécessite également la présence de Windows Installer 2.0 et Internet Explorer 6.0. Ces composants sont disponibles sur la page de téléchargement de la dernière version du logiciel.

« **Signature de l'application incorrecte, veuillez réeffectuer la mise à jour** »

Désormais, les applications gèrent leur version, cela évite que les établissements bloquent lors de la transmission sur la plate-forme e-PMSI. Ce message s'affiche si la mise à jour s'est mal appliquée (un ou plusieurs fichiers ne sont pas modifiés). Fermez alors l'application et réappliquez la mise à jour.

« **Le fichier ne peut être importé dans la base de données, le traitement ne peut s'effectuer** »

Principalement sous le système d'exploitation Windows 2000, NT4, 98:

Pour résoudre le problème, il vous faut télécharger et installer les composants suivants : « Microsoft Data Access Components » et le moteur de base de données Microsoft Jet 4.0.

Vous pouvez trouver des versions compatibles avec l'application à l'adresse suivante sous les noms respectifs de « *mdac_typ.exe* » et « *Jet40SP7_9xNT.exe* » : http://download.atih.sante.fr/afficher.php?id_lot=81.

Pour des mises à jour plus récentes, vous pouvez les trouver sur le site de Microsoft (<http://www.microsoft.com/france/>) au niveau du menu {Ressources, Téléchargements} et en faisant une recherche sur les mots-clés « MDAC » et « moteur de base de données Microsoft Jet 4.0 ».

4.2 Support technique

Pour toute demande que l'utilisateur n'a pu résoudre de lui-même en 24h, vous avez désormais plusieurs moyens pour avertir les techniciens de vos problèmes.

Nous vous rappelons, que quel que soit le moyen de nous contacter, ce sont les mêmes référents qui reçoivent les incidents. Il est donc inutile de multiplier vos demandes (AGORA + mail + téléphone).

Les moyens disponibles sont les suivants :

4.2.1 Le manuel d'utilisation

Celui-ci est la première source d'information du logiciel en lui-même. Il contient en général toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du logiciel et une liste des problèmes connus. Il est à consulter en priorité.

4.2.2 La plate-forme AGORA

Indiquer votre incident au niveau du thème « **Agora > Logiciels > MCO > FICHSUP** » de la plate-forme AGORA. L'objet du message doit correspondre à l'erreur précise visualisée.

Lien : https://applis.atih.sante.fr/agora/log_agora.do ou au niveau du site de l'ATIH (« Foires aux questions ») :

The screenshot shows the ATIH website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'L'ATIH', 'Domaines d'activités', 'Accès aux données', 'Rapports & études', and 'Plateformes de transmission et logiciels'. Below this is a search bar and a 'Support utilisateurs' button, which is highlighted with a red arrow. The main content area is divided into several sections: 'ACTUALITÉS' with news items, 'DERNIÈRES MISES EN LIGNE' with a list of updates, 'MISES À JOUR DES OUTILS TECHNIQUES' with a list of technical updates, and 'DOSSIERS À LA UNE' with featured documents. The website has a clean, professional layout with a blue and white color scheme.

ATIH
www.atih.sante.fr

117, bd Marius Vivier Merle
69329 Lyon cedex 03
Tél : 04 37 91 33 10
Fax : 04 37 91 33 67

Le délai de réponse à la plate-forme AGORA est de l'ordre de 2 jours. Une copie de l'incident est directement envoyée aux référents lors de la création de celui-ci. Cependant, ce délai augmente si la demande n'est pas précise.

4.2.3 Par mail

A l'adresse suivante : support@atih.sante.fr. Il vous faudra fournir le nom du logiciel, la version utilisée, le système d'exploitation de votre machine et si vous le pouvez une copie de votre message d'erreur pour une prise en charge plus rapide de votre incident.

Le prestataire chargé des courriers électroniques se charge de transmettre les incidents aux intervenants.

4.2.4 Par téléphone

Au 08 20 77 12 34 du Lundi au Vendredi, de 8h30 à 12h00, et de 14h00 à 18h00.

Votre incident sera pris en charge par le prestataire au moment de l'appel et transmis à l'ATIH. Il vous faudra fournir également les informations ci-dessus pour les mêmes raisons.

Il faut compter un délai de réponse de 5 jours en moyenne pour le mail ou le téléphone. Ceci est du au temps de traitement du prestataire de service (qualification du problème, récupération des informations manquantes, identification des référents,...).

Si vous avez des questions sur le cahier des charges de suppression de taux de conversion ou concernant la circulaire, veuillez déjà consulter la page suivante disponible sur le site de l'ATIH : <http://www.atih.sante.fr/index.php?id=000220005CFE>.

4.3 Formats

Transports inter-établissements

Libellé	Taille	Début	Fin	Commentaire
Numéro FINESS d'inscription ePMSI	9	1	9	
Type de fichier	3	10	12	G68
Année de la période de transmission	4	13	16	Format AAAA
Mois de la période de transmission	2	17	18	Ex : 10 pour la transmission d'octobre
Code	3	19	21	valeur égale à TSE ou TDE
Classe de distance	2	22	23	<p>- pour TDE, valeur égale à :</p> <p>01 : [0-25 km[02 : [25-75 km[03 : [75-150 km[04 : [150-300 km[05 : [300-∞ km[</p> <p>- pour TSE, valeur égale à :</p> <p>06 : [0-40 km[07 : [40-80 km[08 : [80-160 km[09 : [160-∞ km[</p>
Mois du transport	2	24	25	01 pour janvier, 02 pour février, etc... 12 pour décembre Mois de la date de transport aller
Nombre de suppléments	10	26	35	compléter par des espaces pour atteindre les 10 caractères

FICHSUP (RIHN) : recueil des actes innovants hors nomenclature

Recueil du RIHN / LC : Etablissement producteur

Libellé	Taille	Début	Fin	Remplissage/ cadrage	Remarques
Finess établissement	9	1	9	NA/ NA	
Type de fichier	3	10	12	NA/ NA	G59
Année	4	13	16	NA/ NA	format AAAA
Période	2	17	18	droite /zéro	12 pour M12
Identification du bénéficiaire	9	19	27	NA/ NA	Dans le cas de l'interne coder : INTERNE Dans le cas d'un laboratoire privé ou un cabinet libéral : coder LABO99999 Dans le cas d'un établissement tiers : noter son numéro FINESS(*)
Code de l'acte	4	28	31	NA/ NA	Suivant le référentiel RIHN et LC publié en vigueur au moment de la réalisation de l'acte
Nombre d'actes réalisés	10	32	41	NA/ NA	(**)
Nombre d'actes facturés	10	42	51	NA/ NA	0 pour l'interne Peut-être différent du « nombre réalisés » si des actes gratuits sont réalisés pour un bénéficiaire donné
Montant facturé	10	52	61	droite /zéro	0 pour l'interne 8+2 (ex : renseigner 0001000050 pour indiquer 10000,50€)

(*) pour un établissement public, indiquez son numéro FINESS juridique pour un établissement privé, indiquez son numéro FINESS géographique

Si on ne connaît pas le numéro FINESS indiquez : 999999999

(**) par acte et par bénéficiaire

Recueil du RIHN / LC : Recueil pour établissement demandeur (payeur)

Libellé	Taille	Début	Fin	Remplissage/ cadrage	Remarques
Finess établissement payeur	9	1	9	NA/ NA	
Type de fichier	3	10	12	NA/ NA	G60
Année	4	13	16	NA/ NA	format AAAA
Période	2	17	18	droite /zéro	12 pour M12
Finess établissement producteur	9	19	27	NA/ NA	LABO99999 si labo privé 999999999 si établissement de santé et Finess inconnu N° Finess sinon (établissement de santé)(*)
Code Acte	4	28	31	NA/ NA	Suivant le référentiel RIHN et LC publié en vigueur au moment de la réalisation de l'acte selon le codage de l'acte sur la facture Si pas de code détaillé, utiliser le chapitre du référentiel en annexe mentionné sur la

					facture Si pas de code alors indiquer 9999
Nombre	10	32	41	NA/ NA	Correspond au nombre d'actes sauf si code acte 9999 alors correspond au nombre de factures
Montant	10	42	51	droite /zéro	Montant total pour cet acte (si 9999 alors montant total pour ce regroupement d'actes par ce fournisseur) 8+2 (ex : renseigner 0001000050 pour indiquer 10000,50€)

Dans le cas où l'établissement payeur n'a pas reçu le code, coder en fonction des chapitres du référentiel présenté en annexe.

Si l'établissement n'a ni les FINESS ni les codes actes on se retrouve dans le cadre de l'ancien fichier G53.

(*) Pour un établissement public, indiquez son numéro FINESS juridique pour un établissement privé, indiquez son numéro FINESS géographique

Quantité de lait produit et consommé (Lactarium G54)

Libellé	Taille	Début	Fin	Remarques
Numéro FINESS d'inscription ePMSI	9	1	9	
Numéro FINESS géographique	9	10	18	
Type de fichier	3	19	21	G54
Année	4	22	25	
Période	2	26	27	01..12
Quantité de lait collecté pour don personnalisé (en litres)	7	28	34	Cf. tableau ci-dessous
Quantité de lait collecté dans le cadre d'un don anonyme (en litres)	7	35	41	Cf. tableau ci-dessous
Quantité de lait pasteurisé congelé distribué pour don personnalisé (en litres)	7	42	48	Cf. tableau ci-dessous
Quantité de lait pasteurisé congelé requalifié en don anonyme (en litres)	7	49	55	Cf. tableau ci-dessous
Quantité de lait pasteurisé congelé distribué au total dans le cadre du don anonyme (en litres)	7	56	62	Cf. tableau ci-dessous
Quantité de lait pasteurisé congelé vendu (en litres)	7	63	69	Cf. tableau ci-dessous
Quantité de lait congelé consommé (en litres)	7	70	76	Cf. tableau ci-dessous
Quantité de lait lyophilisé consommé (en litres)	7	77	83	Cf. tableau ci-dessous
Extension Fichier : lac, type d'archive e-PMSI : lac				

Libellé	à remplir par les établissements autorisés à l'activité de lactarium					à remplir par les établissements consommateurs de lait de lactarium (don anonyme)	
	COLLECTE		DISTRIBUTION			CESSIONS	CONSOMMATION
	Pour tous les lactariums : quantité de lait collecté pour don personnalisé (en litres)	Pour les lactariums à usage extérieur : quantité de lait collecté dans le cadre d'un don anonyme (en litres)	Pour tous les lactariums : quantité de lait pasteurisé congelé distribué pour don personnalisé (en litres)	Pour les lactariums à usage extérieur : quantité de lait pasteurisé congelé requalifié en don anonyme (en litres)	Pour les lactariums à usage extérieur : quantité de lait pasteurisé congelé distribué au total dans le cadre du don anonyme (en litres)	Pour les lactariums à usage extérieur : quantité de lait pasteurisé congelé vendu (en litres)	quantité de lait congelé consommé (en litres)

Consultations externes spécifiques (ExtSpec, G55)

Libellé	Taille	Début	Fin	Remarques
Numéro FINESS d'inscription ePMSI	9	1	9	
Type de fichier	3	10	12	G55
Année	4	13	16	
Période	2	17	18	01..12
Code Consultation	2	19	20	(**)
Le nombre total de consultations médicales pendant l'année	10	21	30	
La file active de patients (nombre de patients vus au moins une fois en consultation au cours de l'année)	10	31	40	
Le nombre de patient vu pour la première fois cette année	10	41	50	
Le nombre de patients suivis depuis plus d'un an	10	51	60	
Le nombre de patient suivis depuis plus de 5 ans	10	61	70	
La durée des consultations inférieure à 30 minutes	3	71	73	Ajout de variable
La durée des consultations entre 30 et 60 minutes	3	74	76	(**)
La durée des consultations entre 60 et 120 minutes	3	77	79	(**)
La durée des consultations supérieure à 120 minutes	3	80	82	(**)
Consultations avec la participation d'un autre professionnel	1	83	83	Classe de %(*) Modification de libellé
Assistante sociale	1	84	84	Classe de %(*)

Autre professionnel de santé (psychologue, diététicien, masseur-kinésithérapeute)	1	85	85	Classe de %(*)
Autre médecin	1	86	86	Classe de %(*)
Autre professionnel (hors professionnel de santé)	1	87	87	Classe de %(*)
Extension Fichier : extspec, type d'archive e-PMSI : extspec				

(*) Classe de %

- 1 : Jamais (0%)
- 2 : Rarement (0<%<25)
- 3 : Souvent (25≤%<75)
- 4 : Très souvent (75≤%<100)
- 5 : Toujours (100%)

() La répartition des durées des consultations avec un arrondi à 5% à déterminer sur une période donnée (15j minimum)**

(*) La liste des MIG nécessitant ce suivi particulier est la suivante :**

- 01 : Les consultations mémoire effectuées exclusivement dans les centres mémoire de ressources et de recherche (CM2R)
- 02 : Les consultations des centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage
- 03 : Les consultations « maladies rares » effectuées exclusivement dans les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares
- 04 : Les consultations pour la mucoviscidose effectuées exclusivement dans les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose
- 06 : Les consultations mémoire effectuées dans les établissements ne disposant pas de centre mémoire de ressources et de recherche (CM2R)
- 07 : Les consultations hospitalières d'addictologie
- 08 : Les consultations hospitalières de génétique
- 09 : Les consultations de prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson ou de syndromes parkinsoniens effectuées exclusivement dans les centres experts de la maladie de Parkinson
- 12 : Consultations réalisées au sein des structures d'étude et de traitement de la douleur chronique

SMUR

Libellé	Taille	Début	Fin	Remarques
Numéro FINESS d'inscription ePMSI	9	1	9	
Type de fichier	3	10	12	G56
Année	4	13	16	
Période	2	17	18	01..12
N° FINESS d'implantation SMUR	9	19	27	
Nombre de sorties primaires	6	28	33	
Nombre de sorties secondaires	6	34	39	
Nombre TIH (transfert infirmier inter-hospitalier)	6	40	45	
Extension Fichier : smur, type d'archive e-PMSI : smur				

Primo - prescription de chimiothérapie orale (ppco, G57)				
Libellé	Taille	Début	Fin	Remarques
N° FINESS	9	1	9	obligatoire
Type de fichier	3	10	12	G57 obligatoire
Année	4	13	16	obligatoire
Période	2	17	18	01..12 obligatoire

ATIH
www.atih.sante.fr

117, bd Marius Vivier Merle
69329 Lyon cedex 03
Tél : 04 37 91 33 10
Fax : 04 37 91 33 67

File active de patients ayant un traitement du cancer par chimiothérapie orale	10	19	28	obligatoire
Nombre total de consultations médicales pour primo-prescription de traitement de chimiothérapie par voie orale pendant l'année	10	29	38	obligatoire
<ul style="list-style-type: none"> Dont nb de consultations ayant également donné lieu à une prescription de chimiothérapie par voie IV 	10	39	48	
<ul style="list-style-type: none"> Dont nb de consultations ayant également donné lieu à une prescription de chimiothérapie sous-cutanée 	10	49	58	
Nombre de consultations d'une durée inférieure à 30 minutes	10	59	68	
Nombre de consultations d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes	10	69	78	
Nombre de consultations d'une durée comprise entre 60 et 120 minutes	10	79	88	
Nombre de consultations d'une durée supérieure à 120 minutes	10	89	98	
Nombre total de consultations avec participation d'un autre intervenant	10	99	108	
<ul style="list-style-type: none"> Dont Nombre de consultations avec participation d'un autre médecin 	10	109	118	
<ul style="list-style-type: none"> Dont Nombre de consultations avec participation d'un pharmacien 	10	119	128	
<ul style="list-style-type: none"> Dont Nombre de consultations avec participation d'un infirmier 	10	129	138	
<ul style="list-style-type: none"> Dont Nombre de consultations avec participation d'un autre professionnel de santé 	10	139	148	
<ul style="list-style-type: none"> Dont Nombre de consultations avec participation d'un autre professionnel (hors professionnel de santé) 	10	149	158	
<ul style="list-style-type: none"> Dont Nombre de consultations avec participation d'une assistante sociale 	10	159	168	
Nombre total de patients ayant eu une consultation médicale de primo-prescription de traitement de chimiothérapie par voie orale pendant l'année	10	169	178	
<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de patients vus pour la première fois cette année 	10	179	188	
<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de patients pour lesquels il s'agit d'un premier traitement de chimiothérapie orale 	10	189	198	
<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de patients suivis pour un traitement du cancer depuis plus d'un an 	10	199	208	
<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de patient suivis pour un traitement du cancer depuis plus de 5 ans 	10	209	218	
FILLER	20	219	238	
Extension Fichier : ppco, type d'archive e-PMSI : ppco				

Seules les questions 1 et 2 (file active et nombre total de consultations) sont obligatoires pour ce recueil via FICHSUP.

1/ File active de patients de l'établissement ayant eu un traitement du cancer par chimiothérapie orale pendant l'année : ...

La file active de patients ayant un traitement du cancer par chimiothérapie orale pendant l'année doit s'entendre comme le nombre total de patients ayant été pris en charge par l'établissement de santé titulaire de l'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer par chimiothérapie quel que soit le moment du parcours de soins du patient sous chimiothérapie orale : primo-prescription ; suivi du traitement de chimiothérapie orale (notamment renouvellement de la prescription ; gestion d'éventuels effets secondaires pendant le traitement de chimiothérapie orale en lien avec la médecine de ville).

Sont intégrés à la file active les patients dont la primo-prescription de chimiothérapie orale a été réalisée par un autre établissement de santé titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de chimiothérapie oncologique.

Sont exclues de la file active en objet, les situations de suivi du patient après l'arrêt du traitement de chimiothérapie orale et les situations de suivi du patient après cancer.

2/ Nombre total de consultations médicales de primo-prescription de traitement du cancer en chimiothérapie par voie orale réalisées pendant l'année au sein de l'établissement de santé¹ : ...

2-a/ Dont nb de consultations de primo-prescription de traitement de chimiothérapie par voie orale ayant également donné lieu à une primo-prescription de chimiothérapie par voie IV : ...

2-b/ Dont nb de consultations de primo-prescription de traitement de chimiothérapie par voie orale ayant également donné lieu à une primo-prescription de chimiothérapie sous-cutanée : ...

Il s'agit des consultations médicales de primo-prescription de traitement du cancer par voie de chimiothérapie orale réalisées par l'établissement de santé titulaire de l'autorisation répondant au questionnaire.

La consultation médicale de primo-prescription de traitement de chimiothérapie orale est ici comprise comme la prestation hospitalière précédant la mise en route d'un traitement de chimiothérapie orale ambulatoire.

Cette consultation est une consultation externe. Elle est réalisée en ambulatoire au sein de tout établissement de santé titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer par chimiothérapie (articles R.6123-87-4° et D.6134-184 du code de la santé publique).

S'agissant des établissements de santé privés (ex-OQN) il est rappelé qu'au titre de l'article D.6124-184 du CSP, le médecin libéral réalise cette activité au sein de la clinique et dans le cadre de l'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer par chimiothérapie détenue par la clinique et dont la responsabilité incombe à cette même clinique.

Lors de la même consultation de primo-prescription, ont été primo-prescrites une chimiothérapie orale et une chimiothérapie IV (ou une chimiothérapie sous-cutanée). Peu importe que la réalisation de la chimiothérapie orale soit simultanée ou successive à la prise en charge en chimiothérapie IV (ou sous-cutanée).

Médicaments dispensés en USMP (nouveau FICHSUP en M12 2016)

Libellé	Taille	Début	Fin	Remarques
N° FINESS d'inscription e-PMSI	9	1	9	
Type de fichier	3	10	12	G58
Année	4	13	16	
Période	2	17	18	12 (pour M12)
Code UCD (7 ou 13)	13	19	31	
Montant total TTC	9	32	40	7+2 (exemple : renseigner 001000050 pour indiquer 10000,50 €)

Fichier d'entrée

FICHSUP transports SSR DAF Remis en ligne en M4

Libellé	Taille	Début	Fin	Remarques
Numéro FINESS d'inscription ePMSI	9	1	9	
Type de fichier	3	10	12	égal à S01
Année de la période de transmission	4	13	16	Format AAAA
Mois de la période de transmission	2	17	18	Ex : 10 pour la transmission d'octobre
Code	3	19	21	valeur égale à ST1, ST2 ou ST3
Classe de distance	2	22	23	<p>- pour ST1, valeur égale à :</p> <p>01 : [0-25 km[</p> <p>02 : [25-75 km[</p> <p>03 : [75-150 km[</p> <p>04 : [150-300 km[</p> <p>05 : [300-∞ km[</p> <p>- pour ST2 et ST3, valeur égale à :</p> <p>06 : [0-20 km[</p> <p>07 : [20-50 km[</p> <p>08 : [50-120 km[</p> <p>09 : [120-∞ km[</p>
Nombre de suppléments	10	24	33	compléter par des espaces pour atteindre les 10 caractères

Fichier de sortie

Extension ".trans" : transport DGF SSR Remis en ligne en M4

Libellé	Taille	Début	Fin	Commentaire
Numéro FINESS e-PMSI	9	1	9	
Type de fichier	3	10	12	S01
Année de la période de transmission	4	13	16	
Mois de la période de transmission	2	17	18	
Code	3	19	21	ST1,ST2 ou ST3

Classe de distance	2	22	23	00 : transports de janvier et février - pour ST1, valeur égale à : 01 : [0-25 km[02 : [25-75 km[03 : [75-150 km[04 : [150-300 km[05 : [300-∞ km[- pour ST2 et ST3, valeur égale à : 06 : [0-20 km[07 : [20-50 km[08 : [50-120 km[09 : [120-∞ km[
Nombre de suppléments	10	24	33	