

APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

Par **changement de matériel**, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par **remplacement de matériel**, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site.

Par **repose de matériel**, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par **évidement d'un os**, on entend :

- cratérisation [saudiérisation] osseuse
- séquestrectomie osseuse

- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.

Toute **arthrotomie** inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.

Tout **acte thérapeutique, par arthroscopie** inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

Tout **acte thérapeutique, par arthrotomie** inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.

L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.

L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.

La **suture de muscle ou de tendon** inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.

15.01

ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

15.01.01

Échographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PBQM002	0	1	Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation <i>À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)</i>	
PBQM003	0	1	Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire <i>À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)</i>	
PBQM001	0	1	Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations	
PBQM004	0	1	Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire	
PCQM001	0	1	Échographie de muscle et/ou de tendon [ZZQM005]	(F, U)

15.01.02

Radiographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAQK003	0	1	Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant [ZZLP025, YYYY030]	(Z)
PAQK004	0	1	Radiographie du squelette complet, chez le nouveau-né décédé	(Z)
PAQK005	0	1	Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans [YYYY030]	(Y, Z)
PAQK002	0	1	Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans [YYYY030]	(Y, Z)
PAQK001	0	1	Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres [YYYY030]	(E, Y, Z)

Scintigraphie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAQL006	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL004	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL008	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL007	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL003	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] [ZZQL007, ZZQL018, ZZQL019]	(G)
PAQL002	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps [ZZQL007, ZZQL017]	(G)
PAQL009	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé [ZZQL017]	(G)
PAQL001	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL005	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL010	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PCQL002	0	1	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques au repos	(G)
PCQL001	0	1	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques après effort	(G)

15.01.04

Autres actes d'imagerie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAQK007	0	1	Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique	
PAQK900	0	1	Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse autre que constitutionnelle	
PAQK008	0	1	Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse constitutionnelle chez l'enfant <i>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour ostéogénèse imparfaite [maladie des os de verre]</i>	

15.01.05

Explorations fonctionnelles de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PEQP004	0	1	Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient monodéficient <i>Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux informatisés de la marche chez un patient monodéficient</i> À l'exclusion de : analyse - tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force (NKQP003) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force <i>[Posturographie] (CEQP005)</i>	
PEQP002	0	1	Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient polydéficient <i>Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux informatisés de la marche chez un patient polydéficient</i> À l'exclusion de : analyse - tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force (NKQP003) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force <i>[Posturographie] (CEQP005)</i>	
NKQP003	0	1	Analyse tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force	
NKQP002	0	1	Analyse baropodométrie de la marche	
NKQP001	0	1	Analyse instrumentale de la cinématique de la marche	
PEQP003	0	1	Mesure de la force, du travail et de la puissance musculaire de 1 ou 2 articulations, par dynamomètre informatisé et motorisé	

PEQP001	0	1	Mesure de la force, du travail et de la puissance musculaire de 3 articulations ou plus, par dynamomètre informatisé et motorisé
PDQB001	0	1	Mesure directe de la pression tissulaire dans les loges musculaires des membres, par voie transcutanée
NJQP001	0	1	Mesure du volume du pied et/ou de la jambe par déplacement d'eau ou méthode optoélectronique

(T)

15.01.06

Biopsie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCHB001	0	1	Biopsie musculaire, par voie transcutanée [ZZLP025]	
PDHA001	0	1	Biopsie des tissus mous sous-fasciaux, par abord direct <i>Biopsie musculaire chirurgicale</i> Avec ou sans : biopsie de la peau et/ou des tissus sous-cutanés sus-fasciaux À l'exclusion de : biopsie, par abord direct <ul style="list-style-type: none"> - de nerf périphérique (AHHA001) - neuromusculaire (AHHA002) - d'artère des membres ou du cou (EBHA002) - unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle (EBHA001) 	
			[ZZLP025]	

15.02

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS ET LES ARTICULATIONS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

15.02.01

Perforation et forage osseux, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PACB001	0	1	Perforation ou forage d'un os, ou injection intraosseuse, par voie transcutanée À l'exclusion de : injection intraosseuse de moelle (PALB001) injection dans la tête fémorale (NBCB003) spondyloplastie (cf 12.02.01.01) cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique (PAMH001) [ZZLP025]	
PAMH001	0	1	Cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Indication :</i> pathologie tumorale <i>Formation :</i> spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement :</i> spécifique	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041, YYYY140]	

(7, A)

PALB900	0	1	Injection intraosseuse de moelle [ZZLP025]	
PACC001	0	1	Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthroscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
PACA001	0	1	Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthrotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

15.02.02

Prélèvement d'os, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAFA008	0	1	Prélèvement d'un os long complet, sur un sujet en état de mort encéphalique	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A)
PAFA001	0	1	Prélèvement de plusieurs os longs complets sur un membre, sur un sujet en état de mort encéphalique	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A)
PAFA002	0	1	Prélèvement de plusieurs os longs complets sur plusieurs membres, sur un sujet en état de mort encéphalique	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A)
PAFA006	0	1	Prélèvement d'un os autre qu'un os long, sur un sujet en état de mort encéphalique	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A)

15.02.03

Fixation osseuse, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PADA003	0	1	Fixation ou exérèse de noyau d'ossification accessoire, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
PADB002	0	1	Épiphysothèse sur une localisation, par voie transcutanée	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)

PADA001	0 1	Épiphysothèse sur une localisation, par abord direct <i>À l'exclusion de : épiphysothèse du fémur au genou (cf 14.02.02.06)</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
PADB001	0 1	Épiphysothèse sur plusieurs localisations, par voie transcutanée <i>À l'exclusion de : épiphysothèse du fémur au genou (cf 14.02.02.06)</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A)

15.02.04

Ostéotomie, sans précision topographique

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAPA003	0 1	Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités d'un os long, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
PAPA001	0 1	Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités de plusieurs os longs homolatéraux, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
PAPA002	0 1	Ostéotomie itérative pour cal prématuré au cours de l'allongement progressif d'un os long	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)

15.02.05

Évidement osseux, sans précision topographique

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAGA006	0 1	Évidement d'une épiphyse active sans comblement, par arthrotomie <i>À l'exclusion de : évidement sans comblement</i> <i>- de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA002)</i> <i>- du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04)</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

PAGA003	0	1	Évidement d'une épiphyse active avec comblement, par arthrotomie <i>À l'exclusion de : évidement avec comblement</i> - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA001) - du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
PAGA005	0	1	Évidement d'une épiphyse, par abord extraarticulaire	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

15.02.06

Résection osseuse, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAFA005	0	1	Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale <i>À l'exclusion de : résection segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse</i> - de la clavicule (MAFA005) - du fémur (NBFA002) - du tibia et/ou de la fibula (NCFA004)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
PAFA007	0	1	Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse et transfert axial progressif de fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale <i>À l'exclusion de : résection segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse et transfert axial progressif</i> - du fémur (NBFA006) - du tibia et/ou de la fibula (NCFA007)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAGA011	0	1	Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct <i>À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse</i> - centromédullaire des membres sur un site (PAGA010) - de la scapula (MAGA001) - de la main (MDGA002) - de l'acétabulum ou de l'os coxal (NAGA001) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
PAGA009	0	1	Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct <i>À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse</i> - centromédullaire des membres sur plusieurs sites (PAGA008) - de la scapula (MAGA001) - de la main (MDGA002) - de l'acétabulum ou de l'os coxal (NAGA001) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
PAGA010	0	1	Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur un site, par abord direct <i>À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse</i> - de la main (MDGA002) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
PAGA008	0	1	Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur plusieurs sites, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

PAGB003	0	1	Ablation d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif d'un os des membres [ZZLP025]	(M)
PAGB004	0	1	Ablation de broche d'ostéosynthèse non enfouie [ZZLP025]	(M)
PAGB002	0	1	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée sans guidage <i>À l'exclusion de : ablation par voie transcutanée sans guidage</i> <i>- de broche d'ostéosynthèse enfouie (PAGB001)</i> <i>- de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main (MDGB001)</i> [ZZLP025]	(M)
PAGB001	0	1	Ablation de broche d'ostéosynthèse enfouie, par voie transcutanée sans guidage <i>À l'exclusion de : ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage (MDGB001)</i> [ZZLP025]	(M)
PAGH001	0	1	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée avec guidage radiologique [ZZLP025]	(M)
PAKB002	0	1	Changement complet d'un système externe d'allongement osseux progressif	(7, A, J, K, M)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
PAKB001	0	1	Changement de fiche ou broche d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement osseux [ZZLP025]	(M)
PAMP001	0	1	Réglage secondaire et/ou modification des axes d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif, sous anesthésie générale ou locorégionale	(7, A)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAFH001	0	1	Tumorectomie ostéoarticulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage scanographique	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [ZZHA001, YYYY041, YYYY140]	(7, A, M)
EZNH002	0	1	Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique [ZZLP025, YYYY180]	(T)
EZNH001	0	1	Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage scanographique [ZZLP025, YYYY180]	(T)
PANL001	0	1	Irradiation interne d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique	(G)
PAGA007	0	1	Désépiphysiodèse d'un os long, par abord direct À l'exclusion de : désépiphysiodèse - de phalange triangulaire de doigt (MDGA005) - périphérique ou centrale du fémur ou du tibia (cf 14.02.02.06)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
PBJH001	0	1	Évacuation de calcification articulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage radiologique [ZZLP025, YYYY120]	(T)
PBLB001	0	1	Injection d'agent pharmacologique dans l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation, par voie transcutanée sans guidage	
PBLB002	0	1	Synoviorthèse chimique d'un membre <i>Facturation : la synoviorthèse à l'hexatrione ne peut pas être facturée</i>	(T)
PBLL001			Synoviorthèse isotopique d'un membre	
	0	1	Activité 1 : préparation du produit radio-isotopique	
	0	2	Activité 2 : injection intraarticulaire du produit radio-isotopique	(T)

PAGA002	0	1	Ablation de greffon ou de matériau inerte non prothétique de la diaphyse d'os long	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K, M)

15.02.09

Appareillage ostéoarticulaire, sans précision topographique

Par **orthèse**, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.

À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PZMP001	0	1	Modification d'un appareillage de contention ou d'une orthèse des membres ou de la colonne vertébrale	
PZMP002	0	1	Adaptation d'une orthèse modulaire articulée d'un membre	

15.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES TISSUS MOUS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

15.03.01

Injection dans les tissus mous, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCLB001	0	1	Infiltration de zone déclic [point gachette] par voie transcutanée, pour syndrome myofascial	
PCLB002	0	1	Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, sans examen électromyographique de détection <i>À l'exclusion de</i> : séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001) <i>injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB001)</i> <i>injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001)</i> <i>Indication</i> : torticollis spasmodique (dystonie cervicale), déformations dynamiques du pied en varus équin. <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Facturation</i> : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé	
PCLB003	0	1	Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection <i>Indication</i> : celles de l'AMM torticollis spasmodique (dystonie cervicale), déformations dynamiques du pied en varus équin. <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	

15.03.02

Suture et plastie de muscle et de tendon, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCCA001	0	1	Suture de rupture de muscle	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
PCCA002	0	1	Suture de plaie ou de rupture de tendon	
			À l'exclusion de : suture de plaie de tendon	
			- de la coiffe des rotateurs de l'épaule (cf 13.04.01.01)	
			- du poignet et de la main (cf 13.04.02.01, 13.04.03.02, 13.04.03.03)	
			- de l'appareil extenseur du genou (cf 14.04.02.01)	
			- de l'arrière-pied (cf 14.04.03.01)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
PCMA001	0	1	Plastie d'allongement ou de raccourcissement de tendon par dédoublement ou retournement, par abord direct	
			À l'exclusion de : plastie de tendon par abord direct	
			- des muscles épicondyliens latéraux au coude (MJPA012)	
			- de la main (cf 13.04.02.02)	
			- de l'appareil extenseur du genou (cf 14.04.02.04)	
			- du tendon calcanéen [d'Achille] (cf 14.04.03.02)	
			- du pied (cf 14.04.03.05)	
			- pour correction d'attitude vicieuse au membre inférieur (cf chapitre 14)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

15.03.03

Transfert et lambeau musculotendineux pour réanimation motrice, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCEA003	0	1	Transfert musculotendineux pédiculé unipolaire pour réanimation motrice, par abord direct	
			À l'exclusion de : transfert musculotendineux	
			- à l'épaule ou au coude (cf 13.04.01.03)	
			- au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04)	
			- du psoas (cf 14.04.01.01)	
			- au genou (cf 14.04.02.02)	
			- à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04)	
			- pour traitement de la paralysie faciale (HAMA015)	
			- pour correction d'attitudes vicieuses du membre inférieur (cf 14.04.04)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

PCEA001	0	1	Transfert musculotendineux pédiculé bipolaire pour réanimation motrice, par abord direct <i>À l'exclusion de : transfert musculotendineux</i>	
			- à l'épaule ou au coude (cf 13.04.01.03)	
			- au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04)	
			- du psoas (cf 14.04.01.01)	
			- au genou (cf 14.04.02.02)	
			- à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04)	
			- pour traitement de la paralysie faciale (HAMA015)	
			- pour correction d'attitudes vicieuses du membre inférieur (cf 14.04.04)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

PCEA004	0	1	Lambeau libre musculotendineux pour réanimation motrice, avec anastomoses vasculaires et nerveuse	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[EZCA001, EZCA005, GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

15.03.04

Libération de muscle et de tendon, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCPA003	0	1	Désinsertion musculotendineuse <i>À l'exclusion de : désinsertion</i>	
			- musculaire pour correction de rétraction de la paupière inférieure (cf 02.02.09)	
			- musculaire à la scapula (cf 13.04.01.02)	
			- des muscles épicondyliens latéraux au coude (MJPA012)	
			- des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts (MJAA002)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
PCPA001	0	1	Libération neuro-musculo-cutanée d'un membre pour avancement musculotendineux <i>Traitement du syndrome de Volkmann</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCPB002	0	1	Ténotomie, par voie transcutanée <i>À l'exclusion de : section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée (NJPB001)</i> [ZZLP025]	(M)
PCPA005	0	1	Ténotomie, par abord direct <i>À l'exclusion de : ténotomie, par abord direct</i> - du muscle sterno-cléido-mastoïdien (LCPA002) - à la hanche (cf 14.04.01.02) - au pied (cf 14.04.03.05)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
PCPB001	0	1	Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par voie transcutanée [ZZLP025]	(F, M, U)
PCPA004	0	1	Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
PCPA002	0	1	Aponévrotomie intramusculaire pour allongement <i>À l'exclusion de : aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct (NJPA014)</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCEA002	0	1	Réinsertion transosseuse de tendon, par abord direct <i>À l'exclusion de : réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct (MJEA004)</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

PCDA001	0	1	Ténodèse, par abord direct À l'exclusion de : <i>ténodèse</i> - de la portion articulaire du muscle long biceps brachial (MJDA001) - au coude (MFDA002) - au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04) - à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04)
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(7, A, J, K, M)			
PCPA006	0	1	Section ou plastie d'agrandissement de poulie de réflexion de tendon, par abord direct À l'exclusion de : <i>section ou plastie d'agrandissement d'une gaine fibreuse digitale palmaire [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct (MJPA013)</i>
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(7, A, J, K, M)			
PDAB001	0	1	Allongement progressif des tissus mous des membres par pose de fixateur externe, par voie transcutanée
	0	4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041]
(7, A, J, K, M)			

15.03.07

Réfection de moignon d'amputation de membre

Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)
- ostéosynthèse après régularisation osseuse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PZMA002	0	1	Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K, M)
PZMA001	0	1	Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec section, résection ou libération de nerf	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K, M)

PZMA003 0 1 Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse et section,
résection ou libération de nerf

0 4 *Activité 4 : anesthésie*

[GELE001, YYYY041]

(7, A, J, K, M)
