

APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE SUPÉRIEUR

Par **fracture complexe**, on entend : fracture osseuse

- comportant au moins 3 fragments principaux,
- incoercible après réduction,
- avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.

Par **rayon de la main**, on entend : le squelette métacarpophalangien formant l'axe d'un doigt et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.

Par **ostéotomie simple**, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.

Par **ostéotomie complexe**, on entend : ostéotomie multidirectionnelle.

Par **ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé**, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Par **ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert**, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.

Par **changement de matériel**, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par **repose de matériel**, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par **évidement d'un os**, on entend :

- cratérisation [sauriérisation] osseuse
- séquestrectomie osseuse
- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.

Par **exérèse partielle d'un os**, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite...
- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...

Par **nettoyage d'une articulation [debridement]**, on entend :

- résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes
- ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées.

Toute **arthrotomie** inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.

Tout **acte thérapeutique, par arthroscopie** inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

Tout **acte thérapeutique, par arthrotomie** inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

La **réduction orthopédique extemporanée d'une fracture** inclut la contention par confection d'un appareillage rigide **externe**.

Comprend : réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation

La **réduction orthopédique extemporanée d'une luxation** inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne [arthrorise] temporaire.

L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.

L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.

La **réduction d'une luxation, par abord direct** inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe.

La **reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique** inclut l'ostéosynthèse.

L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.

L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe.

La **libération mobilisatrice d'une articulation [arthrolyse]** inclut la capsulotomie articulaire, la libération de tendon périarticulaire et la résection d'ostéophyte et de butoir osseux.

L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe.

La **suture de muscle ou de tendon** inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.

13.01

ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.01.01

Radiographie du membre supérieur

Par **segment du membre supérieur**, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.

La **radiographie d'un segment du membre supérieur** inclut la radiographie des articulations adjacentes.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MAQK003	0	1	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MAQK001	0	1	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MAQK002	0	1	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)

MBQK001	0	1	Radiographie du bras [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MFQK002	0	1	Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MFQK001	0	1	Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MCQK001	0	1	Radiographie de l'avant-bras [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MGQK003	0	1	Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MGQK001	0	1	Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus <i>À l'exclusion de : bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques (MGQK002)</i> [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MGQK002	0	1	Bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques [YYYY030]	(C, E, Y, Z)
MDQK001	0	1	Radiographie de la main ou de doigt [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MDQK002	0	1	Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face [ZZLP025, YYYY030]	(B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MZQK003	0	1	Radiographie de 2 segments du membre supérieur [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MZQK004	0	1	Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
MZQK001	0	1	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur en totalité, de face [YYYY030]	(E, Y, Z)

MEQH001	0	1	Arthrographie de l'épaule [ZZLP025, YYYY030, YYYY420]	(E, Y, Z)
MFQH001	0	1	Arthrographie du coude [ZZLP025, YYYY030, YYYY420]	(E, Y, Z)
MGQH001	0	1	Arthrographie du poignet [ZZLP025, YYYY030, YYYY420]	(E, Y, Z)
MHQH001	0	1	Arthrographie métacarpophalangienne ou interphalangienne de doigt [ZZLP025, YYYY030, YYYY420]	(E, Y, Z)
MZQH001	0	1	Arthrographie du membre supérieur avec scanographie [Arthroscanner du membre supérieur] [ZZLP025, YYYY030, YYYY420]	(E, Y, Z)

13.01.02

Scanographie du membre supérieur

Avec ou sans : étude angulaire des segments du membre supérieur

Par **segment du membre supérieur**, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZQK002	0	1	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste [ZZLP025, ZZQP004]	(E, F, P, S, U, Z)
MZQH002	0	1	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste [ZZLP025, YYYY467]	(E, F, P, S, U, Z)

13.01.03**Remnographie [IRM] du membre supérieur**

Par segment du membre supérieur, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZQN001	0	1	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste [ZZLP025, ZZQN002]	(F, P, S, U)
MZQJ001	0	1	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste [ZZLP025]	(F, P, S, U)

13.01.04**Bilan fonctionnel d'une articulation du membre supérieur**

Avec ou sans : contention

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZQP001	0	1	Bilan fonctionnel de l'articulation de l'épaule, du coude et/ou du poignet, sous anesthésie générale ou locorégionale	(A)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
MHQP001	0	1	Bilan fonctionnel des articulations de la main, sous anesthésie générale ou locorégionale	(A)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	

13.01.05**Ponction et biopsie d'un os ou d'une articulation du membre supérieur**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZHB002	0	1	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	
MZHH001	0	1	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	
MZHH002	0	1	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	

MZHB001	0	1	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage [ZZLP025]	
MZHH003	0	1	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique [ZZLP025]	
MZHH004	0	1	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique [ZZLP025]	
MZHA001	0	1	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par abord direct <i>À l'exclusion de : biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct (MDHA001)</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDHA001	0	1	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.01.06

Arthroscopie du membre supérieur à visée diagnostique

Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEQC001	0	1	Exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie [Bursoscopie sousacromiale]	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MEQC002	0	1	Exploration de l'articulation de l'épaule, par arthroscopie <i>Avec ou sans : exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MFQC001	0	1	Exploration de l'articulation du coude, par arthroscopie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MGQC001	0	1	Exploration de l'articulation du poignet, par arthroscopie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, 7)

13.02

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.02.01

Scapula [Omoplate]

13.02.01.01

Réduction orthopédique de fracture de la scapula

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MAEP001	0	1	Réduction orthopédique de fracture de la scapula	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, P, S, U, 7)

13.02.01.02

Ostéosynthèse de la scapula

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MACB002	0	1	Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer fermé	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MACA003	0	1	Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer ouvert	
			<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert (MACA002)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MACA002	0	1	Ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

13.02.01.03

Ostéotomie de la scapula

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MAPA003	0	1	Ostéotomie de l'acromion et/ou de l'épine de la scapula, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)

MAPA001	0 1	Ostéotomie intraarticulaire ou extraarticulaire de la glène de la scapula, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
			(A, J, K, 7)

13.02.01.04

Excision de la scapula

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MAFA006	0 1	Exérèse partielle de la scapula sans interruption de la continuité, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	
			(A, J, K, 7)
MAGA003	0 1	Évidement de la scapula sans comblement, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	
			(A, J, K, 7)
MAGA002	0 1	Évidement de la scapula avec comblement, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA003, PAFA010, ZZQL010, YYYY041]	
			(A, J, K, 7)
MAFA003	0 1	Scapulectomie partielle respectant la glène, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041]	
			(A, J, K, 7)
MAFA001	0 1	Scapulectomie partielle emportant la glène ou scapulectomie totale, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041]	
			(A, J, K, 7)

13.02.01.05

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MAGA001	0 1	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]	
			(A, F, J, K, P, S, U, 7)

13.02.02

Clavicule

13.02.02.01

Réduction orthopédique de fracture de la clavicule

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MADP001	0	1	Contention orthopédique unilatérale ou bilatérale de fracture de la clavicule <i>Avec ou sans : réduction</i> <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i> [ZZLP025]	(F, M, P, S, U)

13.02.02.02

Ostéosynthèse de la clavicule

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MACB001	0	1	Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par broche, à foyer fermé	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY012, YYYY041]	
MACA004	0	1	Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY012, YYYY041]	
MACA001	0	1	Ostéosynthèse de fracture de la clavicule, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe (MACA004)</i>	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	

13.02.02.03

Ostéotomie de la clavicule

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MAPA002	0	1	Ostéotomie de la clavicule, par abord direct	(A, J, K, 7)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	

13.02.02.04

Excision de la clavicule

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MAFA005	0	1	Résection segmentaire de la clavicule avec ostéosynthèse et autogreffe, pour pseudarthrose congénitale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MAFA002	0	1	Résection de moins d'un tiers de la clavicule	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MAFA004	0	1	Résection d'un tiers de la clavicule ou plus	
			<i>Résection totale de la clavicule [Cléidectomie totale]</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.02.03

Humérus

13.02.03.01

Réduction orthopédique de fracture de l'humérus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MBEP001	0	1	Réduction orthopédique extemporanée de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale de l'humérus ou de fracture de la diaphyse de l'humérus	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, P, S, U, 7)
MBEP002	0	1	Réduction orthopédique extemporanée de fracture de l'extrémité distale de l'humérus	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, P, S, U, 7)
MBEP003	0	1	Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue non squelettique	
			[ZZLP025]	(F, P, S, U)
MBEB001	0	1	Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue squelettique	
			[ZZLP025]	(F, P, S, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MBCA009	0	1	Ostéosynthèse de fracture-luxation de l'extrémité proximale de l'humérus, à foyer ouvert	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCA005	0	1	Ostéosynthèse de fracture céphalotubérositaire de l'humérus	
			<i>Ostéosynthèse de fracture du col anatomique de l'humérus</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCA004	0	1	Ostéosynthèse de fracture du tubercule majeur [trochiter] et/ou du tubercule mineur [trochin], à foyer ouvert	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCA001	0	1	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire infratubérositaire de l'humérus	
			<i>Ostéosynthèse de fracture du col chirurgical de l'humérus</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCA007	0	1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCB002	0	1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par matériel centromédullaire, à foyer fermé	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCA011	0	1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus, à foyer ouvert	
			<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe (MBCA007)</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCB001	0	1	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire de l'humérus, à foyer fermé	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

MBCA003	0 1	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire de l'humérus, à foyer ouvert	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCA008	0 1	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire et intercondyloire simple de l'humérus, à foyer ouvert	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCA006	0 1	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire et intercondyloire complexe de l'humérus, à foyer ouvert	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCB004	0 1	Ostéosynthèse d'une fracture du condyle médial ou du condyle latéral de l'humérus, à foyer fermé	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCB003	0 1	Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de l'humérus, à foyer fermé	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCA010	0 1	Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de l'humérus, à foyer ouvert	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCA012	0 1	Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire de l'extrémité distale de l'humérus, à foyer ouvert	
		<i>Ostéosynthèse d'une fracture du capitulum de l'humérus, à foyer ouvert</i>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MBCB005	0 1	Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MBCA002	0 1	Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	
			(A, J, K, 7)

13.02.03.03

Ostéotomie de l'humérus

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MBPA002	0 1	Ostéotomie intraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	
			(A, J, K, 7)
MBPA005	0 1	Ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	
			(A, J, K, 7)
MBPA004	0 1	Ostéotomie simple de la diaphyse de l'humérus	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	
			(A, J, K, 7)
MBPA003	0 1	Ostéotomie complexe de la diaphyse ou de l'extrémité distale de l'humérus	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	
			(A, J, K, 7)
MBA001	0 1	Allongement osseux extemporané de l'humérus, avec autogreffe osseuse	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]	
			(A, J, K, 7)

13.02.03.04

Excision de l'humérus

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MBPA006	0 1	Décortication de l'humérus pour pseudarthrose	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041]	
			(A, J, K, 7)
MBPA001	0 1	Décortication de l'humérus avec ostéosynthèse pour pseudarthrose	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	
			(A, J, K, 7)

MBGA002	0 1	Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MBGA001	0 1	Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA003, PAFA010, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MBFA002	0 1	Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus sans interruption de la continuité osseuse	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MBFA001	0 1	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.02.03.05

Reconstruction de l'humérus

Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MBMA001	0 1	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle		
	0 4	Activité 4 : anesthésie		
		[GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]		(A, J, K, 7)
MBMA002	0 1	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus après résection "en bloc", par greffe ou matériau inerte non prothétique		
	0 4	Activité 4 : anesthésie		
		[GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]		(A, J, K, 7)

13.02.04

Os de l'avant-bras

*Comprend : radius
ulna [cubitus]*

13.02.04.01

Réduction orthopédique de fracture des os de l'avant-bras

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MCEP002	0	1	Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale et/ou de fracture de la diaphyse d'un os ou des 2 os de l'avant-bras	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, P, S, U, 7)
MCEP001	0	1	Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, P, S, U, 7)

13.02.04.02

Ostéosynthèse des os de l'avant-bras

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MCCB001	0	1	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCA001	0	1	Ostéosynthèse de fracture simple ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCA011	0	1	Ostéosynthèse de fracture complexe de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCB005	0	1	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

MCCA009	0 1	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]
		(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCB003	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]
		(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCA004	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]
		(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCB008	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer fermé
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]
		(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCA003	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer ouvert
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]
		(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCB007	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]
		(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCA008	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]
		(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCA007	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras avec réduction de luxation au coude ou au poignet, à foyer ouvert
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]
		(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCB004	0 1	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras par broche, à foyer fermé
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]
		(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

MCCB002	0	1	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras par fixateur externe, à foyer fermé
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCA005	0	1	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCA010	0	1	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MCCB009	0	1	Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041] (A, J, K, 7)
MCCA002	0	1	Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041] (A, J, K, 7)
MCCB006	0	1	Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041] (A, J, K, 7)
MCCA006	0	1	Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041] (A, J, K, 7)

13.02.04.03

Ostéotomie des os de l'avant-bras

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MCPA010	0	1	Ostéotomie simple de la diaphyse d'un os de l'avant-bras	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188] (A, J, K, 7)	
MCPA006	0	1	Ostéotomie complexe de la diaphyse d'un os de l'avant-bras	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188] (A, J, K, 7)	

MCPA004	0 1	Ostéotomie complexe de la diaphyse du radius et/ou de l'ulna avec résection de synostose radio-ulnaire acquise
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]
		(A, J, K, 7)
MCPA007	0 1	Ostéotomie complexe de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY041]
		(A, J, K, 7)
MCPA002	0 1	Ostéotomie de l'extrémité distale du radius
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]
		(A, J, K, 7)
MCPA009	0 1	Ostéotomie de l'extrémité distale du radius avec résection partielle ou totale de l'extrémité distale de l'ulna
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]
		(A, J, K, 7)
MCPA003	0 1	Ostéotomie de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]
		(A, J, K, 7)
MCPA001	0 1	Ostéotomie de réorientation de l'avant-bras pour synostose radio-ulnaire congénitale
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]
		(A, J, K, 7)
MCPA005	0 1	Ostéotomie de l'ulna avec arthrodèse de l'articulation radio-ulnaire distale <i>Opération selon Sauvé - Kapandji</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]
		(A, J, K, 7)
MCAA001	0 1	Allongement extemporané de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, avec autogreffe osseuse
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]
		(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MCPA014	0 1		Décortication d'un os de l'avant-bras pour pseudarthrose	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MCPA013	0 1		Décortication d'un os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MCPA012	0 1		Décortication des 2 os de l'avant-bras pour pseudarthrose	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MCPA011	0 1		Décortication des 2 os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MCFA002	0 1		Résection partielle ou totale de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras <i>Styloïdectomie radiale</i>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MCFA003	0 1		Résection de l'olécrâne, par arthrotomie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MCFA001	0 1		Résection de synostose radio-ulnaire acquise	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MCFA005	0 1		Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, sans interruption de la continuité	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MCFA004	0 1		Résection de la tête du radius, par arthrotomie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MCFA006	0 1	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.02.04.05

Reconstruction des os de l'avant-bras

Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MCMA002	0 1		Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MCMA001	0 1		Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras après résection "en bloc", par greffe ou matériau inerte non prothétique	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)

13.02.04.06

Autres actes thérapeutiques sur les os de l'avant-bras

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MCPA008	0 1		Dissociation des deux os de l'avant-bras pour création d'une pince préhensile après amputation de main	
			<i>Opération selon Krückenberg</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.02.05

Os du carpe

13.02.05.01

Réduction orthopédique de fracture du carpe

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGEP002	0	1	Réduction orthopédique de fracture du carpe et/ou d'une luxation du poignet	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	
				(A, F, L, M, P, S, U, 7)

13.02.05.02

Ostéosynthèse du carpe

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDCA013	0	1	Ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, à foyer ouvert	
			<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert (MDCA001)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	
				(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCA001	0	1	Ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	
				(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCA006	0	1	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os du carpe, à foyer ouvert	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	
				(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCA005	0	1	Ostéosynthèse d'une pseudarthrose de l'os scaphoïde, à foyer ouvert	
			<i>Avec ou sans : styloïdectomie du radius</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	
				(A, J, K, 7)

13.02.05.03

Excision des os du carpe

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDGA001	0	1	Évidement d'un os du carpe avec comblement, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, ZZQL010, YYYY041]	
				(A, J, K, 7)
MDFA003	0	1	Résection partielle d'un os du carpe sans arthrodèse	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, ZZQL010, YYYY041]	
				(A, J, K, 7)

MGFA006	0 1	Résection partielle des os du carpe pour centralisation du poignet avec ostéosynthèse du carpe et ostéotomie de la diaphyse de l'ulna, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDFA006	0 1	Résection totale d'un os du carpe avec arthrodèse intracarpienne	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDFA004	0 1	Résection de la première rangée du carpe	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDFA005	0 1	Résection "en bloc" d'os du carpe et/ou du métacarpe	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA003, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.02.05.04

Greffe osseuse du carpe

*Avec ou sans : ostéosynthèse de l'os scaphoïde
styloïdectomie du radius
arthrorise*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDEA001	0 1		Autogreffe corticospongieuse encastrée de l'os scaphoïde	
			<i>Opération selon Matti-Russe</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDEA002	0 1		Autogreffe corticospongieuse intercalée de l'os scaphoïde avec ostéotomie	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDEA003	0 1		Autogreffe corticospongieuse pédiculée de l'os scaphoïde	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.02.06**Os de la main**

Comprend : os métacarpiens
phalanges des doigts

13.02.06.01**Réduction orthopédique de fracture des os de la main**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDEP002	0	1	Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, M, P, S, U, 7)
MDEP001	0	1	Réduction orthopédique de fractures de plusieurs os de la main	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, M, P, S, U, 7)

13.02.06.02**Ostéosynthèse de la main**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDCA010	0	1	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCB003	0	1	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCA011	0	1	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main, à foyer ouvert	
			À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe (MDCA010)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCA009	0	1	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

MDCB004	0 1	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCA007	0 1	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe (MDCA009)</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCA003	0 1	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCB005	0 1	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé <i>Ostéosynthèse d'une fracture de Bennett par embrochage transcutané</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCA014	0 1	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse</i> <i>- de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe (MDCA003)</i> <i>- de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert (MDCA012)</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCA012	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert <i>Ostéosynthèse d'une fracture de Bennett, à foyer ouvert</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCA008	0 1	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCB002	0 1	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

MDCA004	0 1	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe (MDCA008)</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MDCB001	0 1	Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer fermé
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U, 7)
MDCA002	0 1	Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041, YYYY188] (A, F, J, K, P, S, U, 7)

13.02.06.03

Ostéotomie de la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDPA002	0 1		Ostéotomie d'un os de la main <i>À l'exclusion de : ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale (MDPA005)</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188] (A, J, K, 7)	
MDPA004	0 1		Ostéotomie d'un os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K, 7)	
MDPA005	0 1		Ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188] (A, J, K, 7)	
MDPA003	0 1		Ostéotomie de plusieurs os de la main	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K, 7)	
MDPA001	0 1		Ostéotomie de plusieurs os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K, 7)	

13.02.06.04

Excision osseuse de la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDFA002	0 1		Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDGA003	0 1		Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDGA004	0 1		Évidement d'un os de la main avec comblement, par abord direct	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDFA001	0 1		Résection segmentaire d'une phalange ou d'une articulation interphalangienne du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDFA007	0 1		Résection complète d'une phalange du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.02.06.05

Reconstruction osseuse de la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDMA001	0 1		Reconstruction d'un os de la main par greffe ou matériau inerte non prothétique	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)

13.02.06.06

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDGB001	0	1	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage [ZZLP025, YYYY012]	(F, P, S, U)
MDGA002	0	1	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

13.02.06.07

Autres actes thérapeutiques sur le métacarpe et les phalanges des doigts

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDGA005	0	1	Désépiphysiodèse de phalange triangulaire de doigt	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.02.07

Autres actes thérapeutiques sur les os du membre supérieur

13.02.07.01

Allongement osseux du membre supérieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MDAA001	0	1	Allongement osseux extemporané à la main, avec autogreffe osseuse	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MBAA002	0	1	Allongement osseux progressif au bras ou à l'avant-bras par système externe	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDAA002	0	1	Allongement osseux progressif à la main par système externe	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZFA006	0	1	Exérèse partielle d'un os du membre supérieur sans interruption de la continuité, par abord direct <i>À l'exclusion de : exérèse partielle sans interruption de la continuité, par abord direct</i> - de la scapula (MAFA006) - d'un os de la main (MDFA002)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MZGA003	0	1	Évidement d'un os du membre supérieur sans comblement, par abord direct <i>À l'exclusion de : évidement sans comblement, par abord direct</i> - de la scapula (MAGA003) - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif (MBGA002) - d'un os de la main (MDGA003)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MZGA004	0	1	Évidement d'un os du membre supérieur avec comblement, par abord direct <i>À l'exclusion de : évidement avec comblement, par abord direct</i> - de la scapula (MAGA002) - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif (MBGA001) - d'un os de la main (MDGA004)	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.03.01

Articulations de la ceinture scapulaire

13.03.01.01

Réduction orthopédique de luxation de la ceinture scapulaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEEP001	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation ou luxation-fracture acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire [ZZLP025, YYYY012]	(F, M, P, S, U)

13.03.01.02

Réduction de luxation de la ceinture scapulaire par arthrotomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEEA004	0	1	Réduction d'une luxation acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire, par abord direct	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY012, YYYY041]	

13.03.01.03

Arthroplastie de la ceinture scapulaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEMA001	0	1	Arthroplastie sternoclaviculaire par résection de l'extrémité médiale de la clavicule, par arthrotomie	(A, J, K, 7)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
MEMC001	0	1	Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie	(A, J, K, 7)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
MEMA011	0	1	Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthrotomie	(A, J, K, 7)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	

13.03.02

Articulation scapulohumérale

13.03.02.01

Mobilisation de l'articulation scapulohumérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MERP001	0	1	Mobilisation de l'articulation scapulohumérale à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)

13.03.02.02

Réduction orthopédique de luxation scapulohumérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEEP002	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, M, P, S, U, 7)
MEEP003	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale avec fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, P, S, U, 7)
MEEA001	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

13.03.02.03

Réduction de luxation scapulohumérale par arthrotomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEEA003	0	1	Réduction d'une luxation scapulohumérale, par arthrotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MEEA002	0	1	Réduction d'une luxation scapulohumérale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture homolatérale de la glène, du col de la scapula et/ou de tubercule huméral	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

13.03.02.04

Nettoyage de l'articulation [Debridement] scapulohumérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEJC001	0	1	Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
MEJA001	0	1	Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthrotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

13.03.02.05

Arthrodèse et arthrorise scapulohumérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEDA001	0	1	Arthrodèse scapulohumérale, par arthrotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MEMA018	0	1	Confection d'une butée glénoïdale osseuse ou ostéomusculaire, par abord direct <i>À l'exclusion de : confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct (MEMA005)</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MEMA005	0	1	Confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)

13.03.02.06

Arthroplastie scapulohumérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEMC003	0	1	Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie	
			<i>Avec ou sans : arthroscopie scapulohumérale</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MEMA006	0 1	Acromioplastie sans prothèse, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEMC005	0 1	Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie	
		<i>Avec ou sans : arthroscopie scapulohumérale</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEMA017	0 1	Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEMA015	0 1	Arthroplastie scapulohumérale sans prothèse, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEKA010	0 1	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEKA009	0 1	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEKA005	0 1	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou à cupule mobile, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEKA006	0 1	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MEKA007	0 1	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEKA008	0 1	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.02.07

Ablation et changement de prothèse scapulohumérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEGA002	0 1		Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale	
			<i>Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MEGA001	0 1		Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale, avec arthrodèse scapulohumérale	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MEKA004	0 1		Changement d'une prothèse humérale ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale, sans reconstruction osseuse	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEKA002	0 1		Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale, avec reconstruction osseuse	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEKA001	0 1		Changement d'une prothèse totale scapulohumérale	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEKA003	0 1		Changement d'une prothèse humérale pour une prothèse totale scapulohumérale	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MELA001	0 1	Repose d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale <i>Avec ou sans : reconstruction osseuse</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)

13.03.02.08

Résection de l'articulation scapulohumérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEFA004	0 1		Huméroscapulectomie [Arthrectomie monobloc de l'épaule]	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.02.09

Reconstruction de l'articulation scapulohumérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEMA003	0 1		Reconstruction osseuse de l'épaule avec arthrodèse, après résection segmentaire <i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEMA009	0 1		Reconstruction de l'articulation de l'épaule par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.02.10

Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] scapulohumérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MELH001	0 1		Injection sous pression d'un agent pharmacologique dans l'articulation scapulohumérale pour libération capsulaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique, avec mobilisation articulaire sous anesthésie locale <i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i> - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBLL001) <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
MEPC001	0 1		Libération mobilisatrice de l'articulation scapulohumérale et/ou subacromiale, par arthroscopie	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

MEPA001	0 1	Libération mobilisatrice de l'articulation scapulohumérale et/ou subacromiale, par arthrotomie	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

13.03.02.11

Synovectomie de l'articulation scapulohumérale

Avec ou sans : burssectomie subacromiale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEFC002	0 1	Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie		
	0 4	Activité 4 : anesthésie		
		[GELE001, YYYY041]		(A, 7)
MEFA003	0 1	Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthrotomie		
	0 4	Activité 4 : anesthésie		
		[GELE001, YYYY041]		(A, 7)

13.03.02.12

Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation scapulohumérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEMC002	0 1	Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie		
	0 4	Activité 4 : anesthésie		
		[GELE001, YYYY041]		(A, J, K, 7)
MEMA012	0 1	Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, par abord direct		
		<i>Avec ou sans : butée glénoïdale d'origine non coracoïdienne</i>		
	0 4	Activité 4 : anesthésie		
		[GELE001, PAFA010, YYYY041]		(A, J, K, 7)
MEMA014	0 1	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale, par abord direct		
	0 4	Activité 4 : anesthésie		
		[GELE001, YYYY041]		(A, J, K, 7)

MEMA008	0 1	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale avec ostéotomie glénoïdale, par abord direct	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEMA016	0 1	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale avec ostéotomie humérale, par abord direct	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.02.13

Actes thérapeutiques sur le bourrelet glénoïdal scapulohuméral

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MEMC004	0 1		Réparation du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEFC001	0 1		Résection du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MEFA001	0 1		Résection du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthrotomie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.03

Articulation du coude

13.03.03.01

Mobilisation du coude

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFRP001	0 1		Mobilisation de l'articulation du coude à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFEP001	0	1	Réduction orthopédique d'une pronation douloureuse du coude <i>Indication : pronation douloureuse chez l'enfant</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> [YYYY012]	(F, P, S, U)
MFEP002	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture du coude	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, M, P, S, U, 7)
MFEA002	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation du coude, avec ostéosynthèse de fracture de l'épicondyle médial ou latéral de l'humérus à foyer ouvert	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MFEB001	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de l'ulna à foyer fermé <i>Traitement d'une fracture de Monteggia proximale ou d'une luxation transolécrânienne à foyer fermé</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFEA001	0	1	Réduction d'une luxation du coude, par arthrotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MFEA003	0	1	Réduction d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de l'ulna à foyer ouvert <i>Traitement d'une fracture de Monteggia proximale ou d'une luxation transolécrânienne à foyer ouvert</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

13.03.03.04

Nettoyage articulaire [Debridement] du coude

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFJC001	0	1	Nettoyage de l'articulation du coude, par arthroscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
MFJA001	0	1	Nettoyage de l'articulation du coude, par arthrotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

13.03.03.05

Arthrodèse et arthrorise du coude

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFDA001	0	1	Arthrodèse du coude, par arthrotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MFDA002	0	1	Arthrorise du coude par butée, ténodèse ou capsulodèse, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)

13.03.03.06

Arthroplastie du coude

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFMA005	0	1	Arthroplastie du coude sans prothèse, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MCKA002	0	1	Remplacement de la tête radiale par prothèse, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MFKA003	0	1	Remplacement de l'articulation du coude par prothèse totale, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.03.07

Ablation et changement de prothèse du coude

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFGA001	0	1	Ablation d'une prothèse totale du coude	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MFKA001	0	1	Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du coude	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.03.08

Résection de l'articulation du coude

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFFA001	0	1	Résection "en bloc" du coude [Arthrectomie monobloc du coude]	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.03.09

Reconstruction de l'articulation du coude

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFMA001	0	1	Reconstruction osseuse du coude avec arthrodèse, après résection segmentaire	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MFMA003	0	1	Reconstruction de l'articulation du coude par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFPC001	0 1		Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par arthroscopie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MFPA002	0 1		Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par abord direct	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MFPA003	0 1		Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec libération du nerf ulnaire, par abord direct	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MFPA001	0 1		Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec résection d'ostéome synostosique, par abord direct	
			<i>Traitement de la paraarthropathie ostéogénique neurogène [PAON]</i>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFFA003	0 1		Exérèse de kyste synovial du coude, par abord direct	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MFFC001	0 1		Synovectomie totale du coude, par arthroscopie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MFFA002	0 1		Synovectomie totale du coude, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

13.03.03.12

Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du coude

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MFCA001	0	1	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire collatéral de l'articulation du coude, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.04

Articulations du poignet

Comprend : articulation

- radio-ulnaire distale
- articulation radiocarpienne
- articulations intracarpiennes

13.03.04.01

Mobilisation du poignet

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGRP001	0	1	Mobilisation d'articulation du poignet et/ou de la main à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

13.03.04.02

Réduction de luxation du poignet par arthrotomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGEA002	0	1	Réduction d'une luxation du poignet, par arthrotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MGEA001	0	1	Réduction d'une luxation du poignet avec ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, par arthrotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

13.03.04.03

Nettoyage articulaire [Debridement] du poignet

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGJC001	0	1	Nettoyage des articulations du poignet, par arthroscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
MGJA001	0	1	Nettoyage des articulations du poignet, par arthrotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

13.03.04.04

Arthrodèse et arthrorise du poignet

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGDA002	0	1	Arthrodèse radiocarpienne, par arthrotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MGDA001	0	1	Arthrodèse intracarpienne, par arthrotomie	
			<i>Avec ou sans : résection osseuse partielle du carpe</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MGMA005	0	1	Création d'une butée ulnaire au poignet, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)

13.03.04.05

Arthroplastie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGMA003	0	1	Arthroplastie du poignet sans prothèse, pour radialisation	
			<i>Avec ou sans : ostéotomie de la diaphyse de l'ulna</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MGKA003	0	1	Remplacement de l'articulation du poignet par prothèse partielle, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MGKA002	0 1	Remplacement de l'articulation radiocarpienne par prothèse totale, par abord direct	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.04.06

Ablation et changement de prothèse du poignet

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGGA002	0 1	Ablation d'une prothèse articulaire du poignet	
		<i>À l'exclusion de : ablation d'une prothèse totale radiocarpienne (MGGA001)</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MGGA001	0 1	Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MGKA001	0 1	Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du poignet	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.04.07

Résection de l'articulation du poignet

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGFA001	0 1	Résection "en bloc" du poignet [Arthrectomie monobloc du poignet]	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.04.08

Reconstruction du poignet

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGMA002	0 1	Reconstruction osseuse du poignet avec arthrodèse, après résection segmentaire	
		<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MGMA006	0 1	Reconstruction de l'articulation du poignet par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.04.09

Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du poignet

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGPA001	0 1	Libération mobilisatrice des articulations du poignet, par abord direct		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(A, 7)

13.03.04.10

Synovectomie articulaire du poignet

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGFA007	0 1	Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(A, 7)
MGFA004	0 1	Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(A, J, K, 7)
MGFC001	0 1	Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthroscopie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(A, 7)
MGFA002	0 1	Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthrotomie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(A, 7)
MGFC002	0 1	Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthroscopie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(A, 7)

MGFA005	0 1	Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthrotomie	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MGFC003	0 1	Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthroscopie	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MGFA003	0 1	Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthrotomie	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

13.03.04.11

Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du poignet

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MGCC001	0 1		Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthroscopie	
			<i>Avec ou sans : plastie ligamentaire</i>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MGCA001	0 1		Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthrotomie	
			<i>Avec ou sans : plastie ligamentaire</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MGMA004	0 1		Capsuloplastie d'une articulation du poignet, par abord direct	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.05

Articulations de la main

Comprend : articulations

- carpométacarpiennes
- métacarpophalangiennes
- interphalangiennes des doigts

13.03.05.01

Évacuation de collection articulaire de la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MHJA001	0	1	Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

13.03.05.02

Réduction orthopédique de luxation de la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MHEP004	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture carpométacarpienne <i>À l'exclusion de : réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne (MHEP003)</i>	
			[ZZLP025, YYYY012]	(F, M, P, S, U)
MHEP003	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne	
			[ZZLP025, YYYY012]	(F, M, P, S, U)
MHEP002	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt	
			[ZZLP025, YYYY012]	(F, M, P, S, U)
MHEP001	0	1	Réduction orthopédique de plusieurs luxations et/ou luxations-fractures métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, L, M, P, S, U, 7)

13.03.05.03

Réduction de luxation de la main par arthrotomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MHEA004	0	1	Réduction d'une luxation ou luxation-fracture carpométacarpienne, par arthrotomie <i>À l'exclusion de : réduction d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie (MHEA002)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MHEA002	0	1	Réduction d'une luxation ou luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

MHEA003	0 1	Réduction d'une luxation de l'articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
MHEA001	0 1	Réduction de luxation de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

13.03.05.04

Arthrodèse et arthrorise de la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MHDA002	0 1		Arthrodèse intermétacarpienne du premier espace interosseux, par arthrotomie	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MHDA004	0 1		Arthrodèse carpométacarpienne, par arthrotomie	
			<i>À l'exclusion de : arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie (MHDA003)</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MHDA003	0 1		Arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MHDA005	0 1		Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MHDA001	0 1		Arthrodèse de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MHDB001	0 1		Arthrorise temporaire d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt par broche, par voie transcutanée	
			[ZZLP025, YYYY012]	(J, K)

13.03.05.05

Arthroplastie de la main

Avec ou sans : plastie cutanée

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MHMA005	0	1	Arthroplastie trapézo-métacarpienne	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MHMA002	0	1	Arthroplastie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MHMA001	0	1	Arthroplastie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.05.06

Reconstruction d'articulation de la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MHMA004	0	1	Reconstruction d'une articulation de la main par transfert pédiculé	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MHMA003	0	1	Reconstruction d'une articulation de la main par transfert libre avec anastomoses vasculaires	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

Avec ou sans : plastie cutanée

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MHPA002	0	1	Libération mobilisatrice d'une articulation de la main, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MHPA001	0	1	Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MHPA004	0	1	Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MHPA003	0	1	Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main avec libération de tendon, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

Avec ou sans : plastie cutanée

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MHFA002	0	1	Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main	
			<i>Exérèse de kyste d'une poulie de réflexion des tendons des muscles fléchisseurs</i>	
			<i>Avec ou sans : lavage articulaire</i>	
			<i>résection d'ostéophyte</i>	
			<i>synovectomie</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MHFA001	0	1	Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MHFA003	0	1	Synovectomie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.03.05.09

Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire d'articulation de la main

Avec ou sans : ostéosynthèse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MHCA003	0	1	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation métacarpophalangienne	
			<i>À l'exclusion de : suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct (MHCA002)</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MHCA002	0	1	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MHCA001	0	1	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de plusieurs articulations métacarpophalangiennes	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

13.03.06

Autres actes thérapeutiques sur les articulations du membre supérieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZJB001	0	1	Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage	
			[ZZLP025]	(F, J, K, P, S, U)
MZLB001	0	1	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage	
			<i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i>	
			- chimique d'un membre (PBLB002)	
			- isotopique d'un membre (PBLL001)	

MZLH002	0	1	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i> - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBLL001)
MZLH001	0	1	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i> - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBLL001)

13.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.04.01 Ceinture scapulaire et bras

13.04.01.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon à la ceinture scapulaire et au bras

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJEC001	0	1	Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA010	0	1	Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEC002	0	1	Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA006	0	1	Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJMA003	0	1	Réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule par autoplastie et/ou matériel prothétique, par abord direct <i>Réparation de la coiffe des rotateurs par lambeau deltoïdien, plastie du muscle subscapulaire et/ou infraépineux</i> <i>Avec ou sans : acromioplastie</i> <i>réinsertion tendineuse</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MJEA019	0 1	Réinsertion du muscle biceps brachial sur le radius	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.04.01.02

Désinsertion de tendon à la ceinture scapulaire et au bras

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJPA006	0 1		Désinsertion du muscle subscapulaire sans transfert musculaire	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJPA004	0 1		Désinsertion du muscle subscapulaire avec transfert musculaire	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJPA001	0 1		Désinsertion musculo-tendino-cutanée étendue pour surélévation congénitale de la scapula	
			<i>Avec ou sans : résection osseuse</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJPA012	0 1		Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord direct	
			<i>Avec ou sans : exploration de l'articulation du coude</i>	
			<i>libération du nerf radial</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.04.01.03

Transfert de muscle et de tendon à la ceinture scapulaire et au bras

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJEA017	0 1		Transfert ostéomusculaire du processus coracoïde ou transfert du ligament coracoacromial pour stabilisation de la clavicule	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA016	0 1		Transposition musculotendineuse et/ou fixation de la scapula pour stabilisation	
			<i>Traitement de l'omoplate paralytique</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MJEA021	0 1	Transfert musculotendineux pour rétablissement de l'extension active du coude	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA012	0 1	Transfert musculotendineux pour rétablissement de la flexion active du coude	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.04.01.04

Exérèse de corps étranger des tissus mous de la ceinture scapulaire et du bras

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJFC001	0 1		Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA001	0 1		Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJGA001	0 1		Ablation de corps étranger de la coulisse bicipitale, par abord direct	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

13.04.01.05

Autres actes thérapeutiques sur les muscles et tissus mous de la ceinture scapulaire et du bras

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJDA001	0 1		Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par abord direct	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA005	0 1		Exérèse d'un hygroma du coude, par abord direct	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

À l'exclusion de : réparation de tendon à la main avec suture de nerf et/ou d'artère (cf 13.04.03.02, 13.04.03.03)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJCA012	0	1	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture sur un rayon de la main, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MJMA010	0	1	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par greffe ou plastie d'allongement ou de retournement sur un rayon de la main, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MJCA001	0	1	Suture de plaie d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts sur un rayon de la main, par abord direct <i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MJCA002	0	1	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct <i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MJMA013	0	1	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en un temps	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJMA006			Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en deux temps	
	1	1	<i>Phase 1 : reconstruction de la gaine fibreuse digitale avec pose de prothèse provisoire, par abord direct</i> <i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>	
	1	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
	2	1	<i>Phase 2 : transplant libre de tendon de la main</i>	
	2	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MJMA009	0 1	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en un temps
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, YYYY041]
		(A, J, K, 7)
MJMA014		Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en deux temps
	1 1	Phase 1 : reconstruction de la gaine fibreuse digitale avec pose de prothèse provisoire, par abord direct
		Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]
	1 4	Activité 4 : anesthésie
	2 1	Phase 2 : transplant pédiculé de tendon de la main
	2 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, YYYY041]
		(A, J, K, 7)
MJEA004	0 1	Réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[GELE001, YYYY041]
		(A, J, K, 7)

13.04.02.02

Allongement de tendon à l'avant-bras et à la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJAA002	0 1		Allongement des tendons et/ou désinsertion des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts, par abord direct	
			<i>Traitement du syndrome de Volkmann</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	
			(A, J, K, 7)	
MJAA001	0 1		Allongement des tendons et/ou des muscles extenseurs de la main ou des doigts, par abord direct	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	
			(A, J, K, 7)	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJPA011	0	1	Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct <i>Traitement de la ténosynovite de de Quervain ou de la ténopathie du muscle long palmaire</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJPA002	0	1	Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJPA009	0	1	Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA004	0	1	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA014	0	1	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct <i>Avec ou sans : résection de l'extrémité distale de l'ulna résection partielle du carpe</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA007	0	1	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, résection de l'extrémité distale de l'ulna et transfert tendineux, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA002	0	1	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, arthrodèse radio-ulnaire distale et ostéotomie de l'ulna, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MJFA016	0 1	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie d'un doigt ou de 2 doigts, par abord direct	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA013	0 1	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie de 3 doigts ou plus, par abord direct	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA018	0 1	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA015	0 1	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA012	0 1	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, par abord direct	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.04.02.04

Transfert de muscle et de tendon à l'avant-bras et à la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJEA005	0 1		Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA008	0 1		Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet et de l'ouverture des doigts longs et du pouce	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MJEA007	0 1	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture du pouce	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA002	0 1	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA001	0 1	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs et du pouce	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA009	0 1	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture du pouce	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA018	0 1	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA015	0 1	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA020	0 1	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce et des fonctions intrinsèques des doigts	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA011	0 1	Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques du pouce	
		<i>Avec ou sans : arthrodèse digitale</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

MJEA013	0 1	Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs <i>Avec ou sans : arthrodèse digitale</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA003	0 1	Transfert musculotendineux pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs et du pouce <i>Avec ou sans : ténodèse capsulodèse arthrodèse digitale</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJEA014	0 1	Transfert musculotendineux avec plastie du premier espace interosseux métacarpien pour hypoplasie du pouce	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.04.03

Autres actes thérapeutiques sur les muscles, les tendons et les tissus mous de la main

13.04.03.01

Actes thérapeutiques pour infection de la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJPA010	0 1		Incision ou excision d'un panaris superficiel	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U)
MJFA003	0 1		Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire]	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MJJA001	0 1		Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct <i>Avec ou sans : drainage</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

MJJA002	0 1	Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne avec ténosynovectomie, par abord direct <i>Avec ou sans : drainage</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MJJA004	0 1	Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct <i>Avec ou sans : excision de tendon</i> <i>lavage articulaire par arthrotomie</i> <i>synovectomie articulaire par arthrotomie</i> <i>arthrodèse</i> <i>drainage</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MJJA003	0 1	Évacuation de suppuration profonde de la main et/ou de l'avant-bras n'atteignant pas les gaines synoviales, par abord direct <i>Avec ou sans : drainage</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MJFA009	0 1	Excision de fasciite nécrosante de l'avant-bras et/ou de la main	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

13.04.03.02

Réparation de lésion traumatique multitissulaire palmaire du poignet et de la main

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZMA004	0 1		Suture de plaie de tendon avec suture de plaie du nerf médian, à la face antérieure du poignet	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZMA001	0 1		Réparation d'une hémisection antérieure du poignet avec ischémie complète de la main <i>Avec ou sans : ostéosynthèse</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, PAFA010, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

MJCA006	0	1	Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			
MJCA005	0	1	Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			
MJCA008	0	1	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			
MJCA007	0	1	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et des 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			
MJCA003	0	1	Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			
MJCA010	0	1	Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, des 2 nerfs et d'une ou deux artères digitaux palmaires, sur un rayon de la main
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			

13.04.03.03

Réparation de lésion traumatique multitissulaire dorsale du poignet et de la main

Par réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt, on entend : suture, greffe ou plastie d'allongement ou de retournement de tendon de muscle extenseur des doigts et des expansions, sur un rayon de la main.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJMA002	0	1	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)

MJMA016	0	1	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'un nerf ou d'une artère digital palmaire, sur un rayon de la main	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MJMA015	0	1	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaies d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

13.04.03.04

Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien de la main

Avec ou sans : réparation cutanée immédiate par lambeau local ou régional

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJPA007	0	1	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien, par abord direct	
			<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MJPA008	0	1	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthroplastie ou libération articulaire mobilisatrice, par abord direct	
			<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJPA003	0	1	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthrodèse de la colonne du pouce, par abord direct	
			<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K, 7)

Comprend : traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire [maladie de Dupuytren]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJPB001	0	1	Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par voie transcutanée	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A)
MJPA005	0	1	Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA006	0	1	Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJFA010	0	1	Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MJPA013	0	1	Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct	
			<i>Traitement chirurgical du doigt à ressaut</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MJMA012	0	1	Reconstruction de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] par autogreffe sur un rayon de la main, par abord direct	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZMA003	0 1		Reconstruction d'un doigt par transfert libre partiel vascularisé de doigt ou d'orteil	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MZMA002	0 1		Reconstruction d'un doigt par transfert libre total de doigt ou d'orteil	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MDEA004	0 1		Reconstruction d'un doigt par transfert non vascularisé de phalange d'orteil, pour agénésie digitale	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K)
MZEA005	0 1		Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale d'un rayon de la main	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, 7)
MZEA009	0 1		Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale de deux rayons de la main	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MZEA004	0 1		Pollicisation d'un moignon de doigt	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
MZEA008	0 1		Pollicisation d'un doigt complet	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZFA014	0	1	Amputation d'un pouce surnuméraire	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
MZFA015	0	1	Amputation d'un pouce surnuméraire, avec ostéotomie ou capsuloplastie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
MZFA008	0	1	Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
MZFA012	0	1	Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce avec résection osseuse	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
MJPA014	0	1	Séparation d'une syndactylie des doigts à squelette normal avec autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
MZPA002	0	1	Séparation d'une syndactylie complexe des doigts avec ostéotomie ou résection osseuse, et autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau	
			<i>Avec ou sans : plastie unguéopulpaire</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K)
MJFA017	0	1	Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée, sans résection nerveuse, pour mégadactylie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
MJFA011	0	1	Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée et résection nerveuse, pour mégadactylie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

13.05.01

Confection d'appareillage du membre supérieur

Par **appareil d'immobilisation**, on entend : appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZMP001	0	1	Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur <i>Facturation</i> : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.	(F, M, P, S, U)
ZDMP013	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation thoracobrachial <i>Facturation</i> : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.	(F, M, P, S, U)
ZDMP017	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation brachio-antébrachio-palmaire <i>Facturation</i> : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée. [ZZLP025]	(F, M, P, S, U)
ZDMP014	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation antébrachiopalmaire <i>Facturation</i> : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée. [ZZLP025]	(F, M, P, S, U)
MGMP002	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du poignet et/ou de la main À l'exclusion de : confection d'un appareil rigide d'immobilisation des doigts (MHMP005) <i>Facturation</i> : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée. [ZZLP025]	(F, M, P, S, U)
MHMP005	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation des doigts <i>Facturation</i> : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée. [ZZLP025]	(F, M, P, S, U)
MEMP001	0	1	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de l'épaule <i>Facturation</i> : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.	(F, P, S, U)
MFMP001	0	1	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du coude <i>Facturation</i> : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.	(F, P, S, U)

MGMP001	0	1	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du poignet et/ou de la main <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	(F, P, S, U)
----------------	----------	----------	---	--------------

13.05.02

Confection d'une orthèse du membre supérieur

Par **orthèse**, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.

À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZDMP015	0	1	Confection unilatérale ou bilatérale de coussin d'abduction thoracobrachial	
ZDMP007	0	1	Confection d'une orthèse statique de posture antébrachiométacarpienne	(F, P, S, U)
ZDMP001	0	1	Confection d'une orthèse statique antébrachiophalangienne	(F, P, S, U)
ZDMP016	0	1	Confection d'une orthèse statique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne	(F, P, S, U)
MHMP007	0	1	Confection d'une orthèse statique d'un doigt	(F, P, S, U)
MHMP002	0	1	Confection d'une orthèse statique de 2 doigts	(F, P, S, U)
MHMP003	0	1	Confection d'une orthèse statique de 3 doigts ou plus	(F, P, S, U)
ZDMP002	0	1	Confection d'une orthèse non articulée brachioantébrachiale	(F, P, S, U)
ZDMP004	0	1	Confection d'une orthèse articulée brachioantébrachiale	
ZDMP008	0	1	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 1 élément moteur	
ZDMP009	0	1	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 2 éléments moteurs	
ZDMP012	0	1	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 3 éléments moteurs ou plus	
ZDMP010	0	1	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 1 élément moteur	
ZDMP011	0	1	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 2 éléments moteurs	
ZDMP018	0	1	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 3 éléments moteurs ou plus	
ZDMP006	0	1	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 1 élément moteur	

ZDMP003	0	1	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 2 éléments moteurs
ZDMP005	0	1	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 3 éléments moteurs ou plus
MHMP004	0	1	Confection d'une orthèse dynamique d'un doigt avec un élément moteur
MHMP001	0	1	Confection d'une orthèse dynamique de 2 doigts avec 2 éléments moteurs
MHMP006	0	1	Confection d'une orthèse dynamique de 3 doigts ou plus avec 3 éléments moteurs

13.05.03

Amputation et désarticulation au membre supérieur

À l'exclusion de : amputation de doigt surnuméraire (cf 13.04.03.08)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZFA009	0	1	Désarticulation interscapulothoracique	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZFA010	0	1	Désarticulation scapulohumérale [Désarticulation de l'épaule]	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZFA002	0	1	Amputation transhumérale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZFA011	0	1	Désarticulation du coude	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZFA005	0	1	Amputation transradio-ulnaire	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZFA004	0	1	Désarticulation du poignet	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZFA001	0	1	Amputation complète d'un rayon de la main <i>Amputation transmétacarpienne sur un rayon</i> <i>Désarticulation carpométacarpienne sur un rayon</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

MZFA003	0 1	Amputation complète de plusieurs rayons de la main	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZFA013	0 1	Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien	
		<i>Désarticulation métacarpophalangienne ou interphalangienne</i>	
		<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZFA007	0 1	Amputation et/ou désarticulation de plusieurs doigts, sans résection des métacarpiens	
		<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

13.05.04

Réimplantation au membre supérieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
MZEA007	0 1		Réimplantation du membre supérieur sectionné au dessus du poignet	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZEA011	0 1		Réimplantation de la main sectionnée au poignet	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZEA002	0 1		Réimplantation de la main sectionnée au niveau du métacarpe	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZEA010	0 1		Réimplantation d'un doigt	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZEA001	0 1		Réimplantation de 2 doigts	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

MZEA012	0 1	Réimplantation de 3 doigts	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
MZEA003	0 1	Réimplantation de 4 ou 5 doigts	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)